



Hightech combi hydro WKB005.N

Hydrofacial

Appareil 6 en 1 multifonction

Le **Hightech Combi Hydro** est un appareil multifonction d'esthétique avancée conçu pour des traitements du visage non invasifs, qui combine 6 technologies en un seul système pour réaliser des protocoles complets de nettoyage en profondeur, d'hydratation, de régénération et d'oxygénation de la peau.

Son interface numérique tactile permet une utilisation intuitive, facilitant la personnalisation des traitements selon le type de peau et les besoins du client.



Cet appareil intègre une pièce à main avancée d'**hydrodermabrasion de type Hydrofacial**, l'une des technologies les plus demandées actuellement en esthétique professionnelle pour son efficacité, sa polyvalence et ses résultats immédiats.

L'**Hydrofacial** est un traitement esthétique non invasif qui permet d'effectuer un nettoyage en profondeur de la peau tout en exfoliant, en extrayant les impuretés et en hydratant en une seule procédure. Grâce à son système innovant d'aspiration contrôlée et à l'infusion simultanée d'actifs, on obtient une peau visiblement plus

lumineuse, ferme et douce dès la première séance.

L'intégration de cette technologie au sein de l'appareil permet d'effectuer des traitements complets, en combinant nettoyage en profondeur, hydratation et régénération de la peau en une seule séance.

 Comment fonctionne l'hydrodermabrasion (Hydrofacial) ?

Le traitement repose sur un protocole en **2 phases clés** :

- **Nettoyage et peeling** : élimine les cellules mortes et prépare la peau.
- **Extraction et hydratation** : nettoie les pores en profondeur grâce à une aspiration indolore tout en infusant des actifs, apportant des antioxydants et de la nutrition à la peau.



Indications

- Tous types de peaux (y compris sensibles)
- Peau déshydratée
- Peau grasse ou à tendance acnéique légère
- Teint terne ou texture irrégulière

Principaux bénéfices

- Nettoyage en profondeur et non invasif
- Exfoliation douce et contrôlée
- Élimination des impuretés, des comédons, de l'excès de sébum et des cellules mortes
- Réduction des pores dilatés
- Réduction du gras et du sébum accumulé

- Amélioration de la texture et de l'éclat de la peau
- Hydratation profonde immédiate
- Oxygénation de la peau
- Stimulation du renouvellement cellulaire
- Amélioration de l'élasticité et de la fermeté
- Renforce l'absorption des actifs
- Résultats immédiats sans temps de récupération
- Atténuation des ridules

Composants du système

L'appareil comprend :

- Pièce à main Hydro Facial
- Système de vacuum
- Réservoir de déchets
- Système d'infusion de solutions 2 flacons
- 9 embouts hydro interchangeables

Types d'embouts Hydro

Les différents embouts permettent d'adapter le traitement selon :

- Type de peau
- Sensibilité
- Zone de travail
- Niveau d'exfoliation
- Intensité du vacuum

Les embouts les plus petits sont utilisés sur :

- Nez
- Contour du visage
- Zones localisées

Les embouts les plus larges permettent de travailler :

- Joues
- Front

- Cou

Les embouts à spirale ou de microdermabrasion servent au nettoyage de la peau.

Indications

Particulièrement recommandé pour :

- Peau grasse ou mixte
- Pores dilatés
- Comédons et points noirs
- Peau terne
- Déshydratation cutanée
- Texture irrégulière
- Peau congestionnée
- Premiers signes de vieillissement
- Protocoles de luminosité et d'hydratation
- Peau dévitalisée

Adapté à la majorité des types de peau.

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas de :

- Rosacée active
- Acné inflammatoire sévère
- Plaies ouvertes
- Infections actives
- Brûlures ou irritations
- Fragilité capillaire sévère
- Peau extrêmement sensibilisée
- Affections cutanées actives
- Post-peeling chimique récent
- Post-laser récent

Protocole professionnel d'application

Préparation de la peau

1. Démaquiller et nettoyer préalablement.
2. Réaliser un diagnostic cutané.
3. Sélectionner l'embout adéquat selon le type de peau et la zone.
4. Préparer les solutions et les réservoirs de l'appareil.

Éviter les produits trop denses ou huileux à l'intérieur des contenants de l'appareil, il convient d'utiliser des produits spécialement conçus pour cet appareil.

Technique de travail

◇ Nettoyage et exfoliation

- Travailler avec des mouvements lents et continus.
- Maintenir le manchon toujours en mouvement.
- Réaliser des passages linéaires ou ascendantes.
- Éviter de maintenir le vacuum fixe sur un point.
- Régler l'aspiration selon la tolérance du client.

Objectif :

- Éliminer les cellules mortes
- Nettoyer les pores
- Préparer la peau

◇ Extraction et vacuum

- Augmenter progressivement l'intensité selon la tolérance.
- Travailler en particulier :
 - Zone T
 - Nez
 - Menton

Objectif :

- Extraire les impuretés
 - Réduire les comédons
 - Oxygéner les tissus
- ◇ Infusion et hydratation

- Appliquer des solutions hydratantes ou antioxydantes.
- Travailler avec des mouvements doux et uniformes.

Objectif :

- Nourrir la peau
- Améliorer l'hydratation
- Booster l'éclat

Temps recommandé

🕒 Protocole

- **Durée du traitement** : 30-45 minutes
- **Fréquence recommandée** : 1 séance par mois pour un maintien optimal

Nettoyage et exfoliation :

🕒 5-10 minutes

Extraction et vacuum :

🕒 5-10 minutes

Hydratation et infusion :

🕒 5 minutes

Temps total approximatif :

🕒 20-30 minutes

Recommandations professionnelles

- Adapter l'intensité du vacuum selon la sensibilité cutanée.
- Maintenir des mouvements constants.
- Ne pas laisser le manche fixe sur la peau.
- Toujours travailler avec des solutions adaptées.
- Peut être combiné avec :
 - Peeling ultrasonique
 - Ultrasons
 - Haute fréquence
 - Marteau froid

Pour potentialiser les résultats.

Précautions importantes

- Ne pas utiliser sur une peau lésée ou irritée.
- Éviter une pression excessive.
- Maintenir les réservoirs et conduits propres.
- Stériliser les embouts après chaque utilisation.
- Vérifier périodiquement les filtres et le système de vacuum.

Hygiène et maintenance

- Nettoyer et désinfecter les embouts après chaque traitement.
- Vider et nettoyer le réservoir de déchets.
- Utiliser uniquement des solutions compatibles.
- Maintenir les conduits exempts d'obstructions.
- Sécher complètement les accessoires avant de les ranger.

Résultats attendus

La peau se présente :

✦ Plus propre et purifiée ✦ Plus lumineuse et uniforme ✦ Plus hydratée et douce ✦ Avec une apparence des pores réduite ✦ Plus oxygénée et revitalisée ✦ Avec une meilleure texture et élasticité ✦ Avec un effet glow immédiat

De plus, elle dispose des outils suivants qui facilitent le travail de nettoyage de la peau :

TECHNOLOGIES INCLUSES

1. Peeling ultrasonique (spatule)
2. Hydrodermabrasion
3. Ultrasons
4. Fonction BIO
5. Marteau froid
6. Brume faciale en spray

PEELING ULTRASONIQUE – Spatule ultrasonique (24 kHz)

Le peeling ultrasonique est une technologie d'exfoliation avancée qui utilise des vibrations ultrasoniques à haute fréquence via une spatule métallique pour réaliser un nettoyage en profondeur, éliminer les cellules mortes, l'excès de sébum et les impuretés de manière non invasive et sans agresser la peau.

Grâce à l'action mécanique des ondes ultrasoniques et de la microvibration, un effet de désincrustation et de renouvellement cellulaire se produit, améliorant la texture, la luminosité et l'oxygénation de la peau dès la première séance.

En plus de sa fonction exfoliante, cette technologie permet de travailler la pénétration des principes actifs par sonophorèse, favorisant les traitements hydratants, régénérants et anti-âge.



Caractéristiques principales

L'équipement permet de travailler en deux modes d'émission selon l'objectif du traitement :

- ◇ Mode continu – Exfoliation et nettoyage en profondeur

Génère une vibration constante qui facilite l'élimination des cellules mortes, des comédons et des impuretés accumulées à la surface cutanée et dans les pores.

Bénéfices :

- Nettoyage en profondeur et désincrustation.
- Élimination des points noirs.
- Réduction de la graisse et du sébum accumulés.
- Préparation de la peau pour les traitements ultérieurs.

- Amélioration immédiate de la luminosité et de la texture.
- ◊ Mode pulsé – Nutrition et pénétration des actifs

Émet des impulsions intermittentes sans générer de chaleur constante, permettant de travailler à plus grande intensité et favorisant la pénétration des actifs cosmétiques.

Bénéfices :

- Favorise l'absorption des sérums et des ampoules.
- Stimule la microcirculation.
- Améliore l'oxygénation tissulaire.
- Effet raffermissant et revitalisant.
- Renforce les traitements anti-âge et hydratants.

Usages et bénéfices principaux

- Exfoliation en profondeur et renouvellement cellulaire.
- Élimination des impuretés, des points noirs et des cellules mortes.
- Nettoyage des pores et réduction des comédons.
- Stimulation du collagène et de l'élastine.
- Amélioration du teint et de la texture de la peau.
- Augmentation de la luminosité.
- Favorise la pénétration et l'absorption des actifs cosmétiques (sonophorèse).
- Améliore la circulation et l'oxygénation des tissus.
- Aide à améliorer les petites marques et les ridules d'expression.

Indications

Particulièrement recommandé pour :

- Peaux grasses et mixtes.
- Pores dilatés et obstrués.
- Acné léger ou peau congestionnée.
- Peau terne et dévitalisée.
- Peau à la texture irrégulière.

- Protocoles d'hydratation et de rajeunissement.

Peut également être utilisée sur les peaux sensibles en ajustant l'intensité et le temps de travail.

Contre-indications

Ne pas utiliser dans les cas suivants :

- Plaies ouvertes ou lésions cutanées.
- Infections actives.
- Acné inflammatoire sévère.
- Rosacée active.
- Peau extrêmement sensible ou irritée.
- Pacemaker ou troubles cardiaques.
- Grossesse (selon critère professionnel).
- Implants métalliques dans la zone de travail (précaution).

Protocole d'application

Préparation de la peau

- Démaquiller et nettoyer la peau au préalable.
- Maintenir la peau humide avec une lotion tonique, de l'eau ou une solution conductrice pendant toute la durée de la procédure.

Technique de travail

- ◇ Mode continu (désincrustation)
 - Faites glisser la spatule avec un angle de 45°.
 - Réaliser des mouvements doux et ascendants.
 - La pointe de la spatule est utilisée pour le nettoyage, le raclage et l'extraction superficielle.
 - Élimine les cellules mortes, nettoie les points noirs et purifie la peau.
- ◇ Mode pulsé (pénétration des actifs)
 - Appliquer un sérum ou une ampoule spécifique.
 - Travailler avec la partie plate de la spatule.
 - Mouvements lents et continus jusqu'à absorption du produit.
 - Idéal pour travailler à une puissance plus élevée et faciliter la pénétration des principes actifs (sérum, ampoules).

Temps recommandé

- Nettoyage/exfoliation : 5–10 minutes.
- Pénétration des actifs : 3–5 minutes.

Temps total approximatif : 🕒 10–15 minutes

Recommandations professionnelles

- Maintenir toujours la peau humide pendant le traitement.
- Adapter l'intensité selon la sensibilité cutanée.
- Ne pas exercer de pression excessive.
- Peut être combiné avec l'hydrodermabrasion, les ultrasons ou le marteau froid pour potentialiser les résultats.

ULTRASONS VISAGE (1 MHz)



La technologie des ultrasons utilise des ondes mécaniques à haute fréquence (1 MHz) pour stimuler les tissus en profondeur, améliorer la circulation, favoriser la régénération cellulaire et renforcer la pénétration des principes actifs grâce à la fonction de sonophorèse.

L'appareil dispose d'un manchon facial, pour les petites zones.

Grâce à l'émission ultrasonique, une microvibration interne se produit dans les tissus, générant un effet biostimulant, améliorant l'oxygénation cellulaire, l'élasticité cutanée et l'absorption des actifs cosmétiques.

Il s'agit d'une technologie non invasive, indolore et hautement polyvalente, idéale pour les protocoles d'hydratation, de rajeunissement, de raffermissement et de régénération du visage.

Caractéristiques principales

- ◇ Fréquence ultrasonique : 1 MHz

La fréquence de 1 MHz permet de travailler à une profondeur adéquate pour les traitements du visage, en agissant sur les tissus superficiels et moyens afin de stimuler les processus régénératifs et d'améliorer la qualité de la peau.

- ◇ Modes d'émission

L'appareil permet de travailler en deux modalités selon l'objectif du traitement :

Mode continu

Génère une émission constante d'ultrasons produisant un effet thermique doux qui stimule la circulation et favorise la régénération tissulaire.

Bénéfices :

- Stimulation du collagène et de l'élastine.
- Amélioration de la circulation sanguine.
- Activation métabolique cellulaire.
- Raffermissement et tonification.
- Amélioration de la texture et de la luminosité.

Mode pulsé

Émission intermittente d'ultrasons, idéale pour les peaux sensibles, très fines ou les traitements axés sur la pénétration des actifs sans générer d'excès de chaleur.

Bénéfices :

- Meilleure tolérance cutanée.
- Action apaisante et décongestive.
- Amélioration de l'absorption cosmétique.
- Idéal pour le contour des yeux et les peaux sensibles.

Fonction de sonophorèse

La sonophorèse, une technique qui utilise les ultrasons pour favoriser la pénétration en profondeur des principes actifs cosmétiques, augmente la perméabilité de la peau et des membranes cellulaires, facilitant le passage du produit vers des couches plus internes de la peau.

Grâce aux microvibrations ultrasoniques, les actifs traversent plus facilement la barrière cutanée, renforçant l'efficacité des sérums, ampoules et produits spécifiques.

Sondes incluses

- ◇ Sonde faciale

Conçue pour travailler de larges zones du visage, du cou et du décolleté.

- Raffermissment du visage.
- Hydratation profonde.
- Protocoles anti-âge.
- Régénération et revitalisation.
- Contour des yeux.
- Lignes fines.
- Poches et cernes.
- Contour des lèvres.

Principaux bénéfices

- Stimule le collagène et l'élastine.
- Améliore la fermeté et l'élasticité.
- Favorise la régénération cellulaire.
- Augmente la pénétration des actifs.
- Améliore la microcirculation.
- Oxygène les tissus.
- Atténue les rides d'expression.
- Apporte luminosité et vitalité.

Indications

Particulièrement recommandé pour :

- Peau déshydratée.
- Relâchement du visage.

- Rides et lignes fines.
- Peau terne ou dévitalisée.
- Poches et cernes.
- Protocoles anti-âge.
- Traitements raffermissants et régénérateurs.

Adapté à la majorité des types de peau en ajustant les paramètres et l'intensité.

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas de :

- Grossesse.
- Stimulateur cardiaque.
- Épilepsie.
- Troubles cardiaques.
- Implants métalliques dans la zone.
- Processus inflammatoires aigus.
- Infections actives.
- Cancer ou antécédents oncologiques récents.
- Plaies ouvertes ou lésions cutanées.

Protocole d'application

Préparation de la peau

- Réaliser un nettoyage du visage préalable.
- Appliquer un gel conducteur ou un sérum compatible.

Technique de travail

- ◇ Sonde faciale
- Mouvements lents, circulaires et ascendants.
- Travailler en continu sans arrêter la tête.
- Maintenir un contact constant avec la peau.

- Travailler délicatement le contour oculaire, le contour des yeux, les cicatrices.
- Mouvements lents et drainants.
- Basse intensité.

Temps recommandé

Visage complet

🕒 8-12 minutes

Contour des yeux

🕒 3-5 minutes

Temps total approximatif : 🕒 10-15 minutes

Recommandations professionnelles

- Toujours utiliser un gel conducteur.
- Adapter l'intensité selon la sensibilité de la peau.
- Ne pas travailler sur peau sèche.
- Maintenir la tête en mouvement constant.
- Peut être combiné avec l'hydrodermabrasion, le peeling ultrasonique ou le marteau froid pour potentialiser les résultats.

BIO-LIFTING / MICROCOURANTS



La fonction BIO de l'équipement WKB005.N fonctionne au moyen de microcourants de très basse intensité conçus pour stimuler les cellules de la peau et réactiver les processus naturels de régénération et de tonification tissulaire.

Cette technologie émule les courants bioélectriques naturels du corps, agissant au niveau cellulaire et musculaire pour améliorer la fermeté, l'élasticité et la qualité de la peau de manière non invasive.

Les microcourants aident à augmenter la production d'ATP (énergie cellulaire), favorisant la réparation des tissus, la synthèse de collagène et d'élastine et l'amélioration de la microcirculation. De plus, ils agissent directement sur la musculature faciale, générant un effet tenseur et raffermissant qui contribue à redéfinir l'ovale du visage et à combattre le relâchement.

Ils possèdent également une importante action drainante, aidant à réduire la rétention de liquides, à décongestionner les tissus et à améliorer l'oxygénation cutanée.

Il s'agit d'une technologie idéale pour les protocoles de rajeunissement facial, lifting non invasif, traitements raffermissants et revitalisation des peaux dévitalisées.

Principaux bénéfices

- Stimule le collagène et l'élastine
- Améliore la fermeté et l'élasticité
- Raffermit l'ovale du visage
- Aide à réduire les rides d'expression
- Tonifie la musculature faciale
- Favorise la régénération cellulaire
- Améliore la microcirculation
- Aide au drainage et à la décongestion
- Revitalise la peau sans agression

Indications

- Relâchement facial
- Peau dévitalisée
- Rides d'expression
- Manque de tonicité
- Poches et gonflement
- Protocoles anti-âge et raffermissants

Mode d'emploi

La fonction BIO-Lifting agit au moyen de microcourants de faible intensité qui interviennent sur la peau et la musculature faciale pour stimuler, raffermir et tonifier les tissus.

Pour réaliser correctement le traitement :

1. Nettoyer et démaquiller préalablement la peau.
2. Appliquer un gel conducteur ou un produit ionisable pour faciliter le passage du courant.
3. Sélectionner l'intensité adaptée selon la sensibilité et la tolérance du client.
4. Travailler avec des mouvements lents, ascendants et continus sur la musculature faciale.
5. Maintenir toujours un contact uniforme entre l'électrode et la peau.
6. Adapter l'intensité de façon progressive, en commençant toujours par des niveaux bas.

La technique peut être réalisée au moyen de mouvements de :

- Élévation
- Raffermissement
- Tonification musculaire
- Drainage lymphatique

En particulier sur :

- Ovale du visage
- Pommettes
- Front
- Contour mandibulaire
- Cou

Temps recommandé

 10-20 minutes

Selon le protocole et la sensibilité cutanée.

Fréquence recommandée:  1-2 fois par semaine dans les protocoles intensifs.

Indications

Particulièrement recommandé pour :

- Relâchement facial
- Peau dévitalisée

- Manque de tonicité
- Rides et lignes d'expression
- Perte de fermeté
- Poches et gonflement
- Peau manquant d'élasticité
- Protocoles anti-âge
- Lifting facial non invasif
- Traitements raffermissants et revitalisants

Peut également être utilisé dans les traitements corporels pour améliorer la tonicité et favoriser le drainage.

Contre-indications

Ne pas utiliser dans les cas de :

- Pacemaker
- Maladies cardiaques
- Grossesse
- Épilepsie
- Cancer
- Implants métalliques dans la zone
- Thrombose ou troubles circulatoires sévères
- Infections actives
- Plaies ouvertes
- Processus inflammatoires aigus
- Troubles de la sensibilité
- Diabète déséquilibré

Recommandations professionnelles

- Régler l'intensité selon la tolérance du client.
- Ne pas travailler sur une peau irritée ou lésée.
- Maintenir l'électrode toujours en mouvement.
- Peut être combiné avec des ultrasons, un marteau froid ou une hydrodermabrasion pour potentialiser les résultats.
- Terminer le traitement avec des cosmétiques raffermissants et hydratants.

Résultats attendus

La peau apparaît :

- Plus ferme et tonifiée
- Avec un effet lifting visible
- Plus lumineuse et revitalisée
- Avec une meilleure élasticité et tonicité
- Avec une diminution du gonflement et des signes de fatigue
- Avec une plus grande définition de l'ovale du visage

MARTEAU FROID – CRYOTHÉRAPIE FACIALE



Le marteau froid est une technologie de cryothérapie faciale conçue pour calmer, décongestionner et revitaliser la peau grâce à l'application contrôlée de froid sur les tissus.

Grâce à son effet vasoconstricteur et apaisant, il aide à réduire les rougeurs, l'inflammation et la sensibilité cutanée, devenant le complément idéal pour finaliser les soins du visage professionnels.

La baisse de température produite par la tête froide favorise la fermeture des pores, améliore la microcirculation superficielle et apporte une sensation immédiate de fraîcheur et de confort.

C'est une technologie non invasive, relaxante et adaptée à la plupart des types de peau, particulièrement indiquée après des procédures exfoliantes, des extractions ou des appareils esthétiques.

Caractéristiques principales

- ◇ Effet apaisant et décongestionnant

L'action du froid aide à diminuer la sensibilité cutanée et à soulager les rougeurs produites après des traitements intensifs.

- ◇ Vasoconstriction et fermeture des pores

La diminution de la température favorise la contraction des vaisseaux sanguins superficiels et la fermeture temporaire du pore, améliorant l'aspect de la peau.

- ◇ Sensation rafraîchissante et revitalisante

Apporte une fraîcheur immédiate, aidant à détendre et revitaliser les tissus.

Principales utilisations et bénéfices

- Calme et décongestionne la peau
- Réduit les rougeurs et la sensibilité
- Aide à la fermeture des pores
- Rafraîchit et revitalise
- Améliore le confort post-traitement
- Favorise la microcirculation
- Aide à diminuer l'inflammation légère
- Complète les protocoles faciaux intensifs

Indications

Particulièrement recommandé pour :

- Peau sensible ou sensibilisée
- Peau avec rougeurs
- Post-extractions
- Post-exfoliations
- Post-hydrodermabrasion
- Traitements décongestionnants
- Protocoles apaisants et hydratants
- Poches et fatigue faciale

Adapté à la majorité des types de peau.

Contre-indications

Ne pas utiliser dans les cas de :

- Hypersensibilité extrême au froid
- Rosacée sévère active
- Altérations vasculaires importantes
- Plaies ouvertes
- Infections cutanées actives
- Cryoglobulinémie ou pathologies liées à l'intolérance au froid

Protocole d'application

Préparation

- Terminer préalablement le protocole facial
- Appliquer un sérum, un masque ou un actif apaisant si l'on souhaite potentialiser les résultats

Technique de travail

- Travailler avec des mouvements doux, lents et ascendants
- Maintenir un contact constant avec la peau
- Insister sur les zones congestionnées ou sensibilisées
- Éviter de maintenir la tête de traitement fixe trop longtemps sur une même zone

Peut être utilisé :

- Après l'utilisation d'appareillage
- Après des extractions ou des exfoliations
- Comme phase finale du traitement
- Pour renforcer la sensation de confort et de relaxation

Temps recommandé

 5-10 minutes

Selon la sensibilité cutanée et l'objectif du traitement.

Recommandations professionnelles

- Maintenir la tête de traitement propre et désinfectée après chaque utilisation
- Adapter le temps d'exposition selon la tolérance du client
- Ne pas exercer une pression excessive

- Peut être combiné avec l'hydrodermabrasion, les ultrasons, le peeling ultrasonique et le spray de brume faciale
- Ne pas boucher les orifices du manche.

Résultats attendus

La peau apparaît immédiatement :

- Plus apaisée et décongestionnée
- Fraîche et revitalisée
- Avec une moindre sensibilité et rougeur
- Plus uniforme et confortable
- Avec un aspect détendu et lumineux

SPRAY DE BRUME FACIALE – Infusion d'actifs.



Le spray de brume faciale est une technologie conçue pour nébuliser des solutions cosmétiques et des principes actifs en particules ultrafines, permettant une application uniforme, légère et hautement rafraîchissante sur la peau.

Ce système combine hydratation, oxygénation et revitalisation cutanée grâce à la pulvérisation contrôlée d'actifs cosmétiques, aidant à améliorer l'absorption, à calmer la peau et à apporter une fraîcheur immédiate.

Grâce à son effet décongestif et rafraîchissant, c'est un outil idéal pour compléter les protocoles faciaux professionnels, en particulier après des traitements d'exfoliation, d'hydrodermabrasion ou d'appareillage esthétique.

Il s'agit d'un traitement non invasif, confortable et adapté à tous les types de peau.

Caractéristiques principales

- ◇ Nébulisation ultrafine d'actifs

Le système transforme les solutions cosmétiques en une micro-brume légère qui se distribue de manière homogène sur la peau, favorisant une meilleure absorption et une sensation immédiate d'hydratation et de fraîcheur.

- ◇ Oxygénation et revitalisation cutanée

La pulvérisation aide à améliorer l'oxygénation superficielle de la peau, apportant luminosité et revitalisation immédiate.

- ◇ Effet apaisant et décongestif

Idéal pour apaiser la peau après des procédures esthétiques, en réduisant la sensation de chaleur, d'irritation ou de sensibilité.

Principales utilisations et bénéfices

- Hydratation immédiate
- Rafraîchissant et apaisant
- Améliore l'absorption des actifs cosmétiques
- Apporte de l'éclat et un effet revitalisant
- Aide à décongestionner la peau
- Complète les protocoles visage et l'aromathérapie
- Améliore le confort du client pendant le traitement
- Oxygène et revitalise les tissus

Indications

Particulièrement recommandé pour :

- Peau déshydratée
- Peau sensible ou sensibilisée
- Peau terne et dévitalisée
- Protocoles hydratants
- Traitements apaisants

- Finalisation des traitements du visage
- Après hydodermabrasion ou exfoliations
- Aromathérapie

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas de :

- Infections cutanées actives
- Plaies ouvertes
- Irritation sévère
- Allergie aux actifs utilisés
- Maladies dermatologiques actives sans évaluation professionnelle

Protocole d'application

Préparation

- Nettoyer préalablement la peau
- Remplir le réservoir avec une solution cosmétique adaptée, une lotion tonique ou de l'eau distillée selon le protocole

Technique de travail

- Maintenir une distance d'environ 15–20 cm du visage
- Pulvériser de manière uniforme sur toute la zone traitée
- Effectuer des mouvements doux et continus
- Éviter le contact direct avec les muqueuses et les yeux

Peut être utilisé :

- Pendant le protocole pour apporter de la fraîcheur
- Après l'appareillage pour apaiser et hydrater
- Comme étape finale du traitement

Temps recommandé

🕒 3–5 minutes

Peut être répété selon les besoins du protocole.

Recommandations professionnelles

- Utiliser des solutions cosmétiques compatibles avec la nébulisation
- Nettoyer et désinfecter le réservoir après chaque utilisation
- Éviter les produits trop denses ou huileux
- Peut être combiné avec l'hydodermabrasion, les ultrasons, le peeling ultrasonique et le marteau froid

La peau apparaît immédiatement :

- Plus fraîche et revitalisée
- Hydratée et lumineuse
- Rougeurs et sensibilité apaisées
- Plus confortable et oxygénée
- D'aspect sain et uniforme

info@weelko.com

www.weelko.com