



Hightech combi hydro WKB005.N

Hydrofacial

Apparecchiatura 6 in 1 multifunzionale

L'**Hightech Combi Hydro** è un'apparecchiatura multifunzionale di estetica avanzata progettata per trattamenti viso non invasivi, che combina 6 tecnologie in un unico sistema per eseguire protocolli completi di pulizia profonda, idratazione, rigenerazione e ossigenazione della pelle.

La sua interfaccia digitale touch permette un utilizzo intuitivo, facilitando la personalizzazione dei trattamenti in base al tipo di pelle e alle esigenze del cliente.



Questa apparecchiatura incorpora un avanzato manipolo di **idrodermoabrasione tipo Hydrofacial**, una delle tecnologie più richieste attualmente nell'estetica professionale per la sua efficacia, versatilità e risultati immediati.

L'**Hydrofacial** è un trattamento estetico non invasivo che consente di effettuare una pulizia profonda della pelle mentre esfolia, estrae le impurità e idrata in un'unica procedura. Grazie al suo innovativo sistema di aspirazione controllata e all'infusione simultanea di attivi, si ottiene una pelle visibilmente più luminosa, soda e morbida fin dalla prima seduta.

L'integrazione di questa tecnologia all'interno dell'apparecchiatura permette di effettuare trattamenti completi, combinando pulizia profonda, idratazione e rigenerazione della pelle in un'unica seduta.

 Come funziona l'idrodermoabrasione (Hydrofacial)?

Il trattamento si basa su un protocollo di **2 fasi chiave**:

- **Pulizia e peeling:** elimina le cellule morte e prepara la pelle.
- **Estrazione e idratazione:** pulisce i pori in profondità mediante un'aspirazione indolore mentre infonde attivi, apportando antiossidanti e nutrimento alla pelle.



Indicazioni

- Tutti i tipi di pelle (incluse quelle sensibili)
- Pelle disidratata
- Pelle grassa o a tendenza acneica lieve
- Pelle spenta o con texture irregolare

Benefici principali

- Pulizia profonda e non invasiva
- Esfoliazione delicata e controllata
- Eliminazione di impurità, comedoni, eccesso di sebo e cellule morte
- Riduzione dei pori dilatati
- Riduzione di grasso e sebo accumulato
- Miglioramento della texture e della luminosità della pelle
- Idratazione profonda immediata
- Ossigenazione della pelle

- Stimolazione del rinnovamento cellulare
- Miglioramento di elasticità e compattezza
- Potenzia l'assorbimento degli attivi
- Risultati immediati senza recupero
- Attenuazione delle linee sottili

Componenti del sistema

L'apparecchiatura include:

- Manipolo Hydro Facial
- Sistema di vacuum
- Serbatoio dei residui
- Sistema di infusione di soluzioni 2 contenitori
- 9 punte hydro intercambiabili

Tipi di punte Hydro

Le diverse punte permettono di adattare il trattamento in base a:

- Tipo di pelle
- Sensibilità
- Zona di lavoro
- Livello di esfoliazione
- Intensità del vacuum

Le punte più piccole si utilizzano su:

- Naso
- Contorno del viso
- Aree localizzate

Le punte più ampie permettono di lavorare su:

- Guance
- Fronte
- Collo

Le punte con spirale o microdermoabrasione sono per la pulizia della pelle.

Indicazioni

Particolarmente raccomandato per:

- Pelle grassa o mista
- Pori dilatati
- Comedoni e punti neri
- Pelle spenta
- Disidratazione cutanea
- Texture irregolare
- Pelle congestionata
- Primi segni di invecchiamento
- Protocolli di luminosità e idratazione
- Pelle devitalizzata

Adatto alla maggior parte dei tipi di pelle.

Controindicazioni

Non utilizzare nei casi di:

- Rosacea attiva
- Acne infiammatoria severa
- Ferite aperte
- Infezioni attive
- Ustioni o irritazioni
- Fragilità capillare severa
- Pelle estremamente sensibilizzata
- Malattie cutanee attive
- Post peeling chimico recente
- Post laser recente

Protocollo professionale di applicazione

Preparazione della pelle

1. Struccare e pulire preventivamente.
2. Eseguire diagnosi cutanea.
3. Selezionare la punta adeguata in base al tipo di pelle e alla zona.
4. Preparare le soluzioni e i serbatoi dell'apparecchiatura.

Evitare prodotti troppo densi o oleosi all'interno dei contenitori dell'apparecchiatura, devono essere utilizzati prodotti appositamente progettati per questa apparecchiatura.

Tecnica di lavoro

- ◊ Detersione ed esfoliazione
- Lavorare con movimenti lenti e continui.
- Mantenere il manipolo sempre in movimento.
- Eseguire passate lineari o ascendenti.
- Evitare di mantenere il vacuum fisso su un punto.
- Regolare l'aspirazione in base alla tolleranza del cliente.

Obiettivo:

- Eliminare le cellule morte
- Pulire i pori
- Preparare la pelle
- ◊ Estrazione e vacuum
- Aumentare progressivamente l'intensità secondo la tolleranza.
- Lavorare in particolare:
 - Zona T
 - Naso
 - Mento

Obiettivo:

- Estrarre le impurità
- Ridurre i comedoni
- Ossigenare i tessuti
- ◊ Infusione e idratazione
- Applicare soluzioni idratanti o antiossidanti.
- Lavorare con movimenti delicati e uniformi.

Obiettivo:

- Nutrire la pelle

- Migliorare l'idratazione
- Potenziare la luminosità

Tempo consigliato

🕒 Protocollo

- **Durata del trattamento:** 30–45 minuti
- **Frequenza consigliata:** 1 sessione al mese per un mantenimento ottimale

Detersione ed esfoliazione:

🕒 5–10 minuti

Estrazione e vacuum:

🕒 5–10 minuti

Idratazione e infusione:

🕒 5 minuti

Tempo totale approssimativo:

🕒 20–30 minuti

Raccomandazioni professionali

- Adattare l'intensità del vacuum in base alla sensibilità cutanea.
- Mantenere movimenti costanti.
- Non lasciare il manipolo fisso sulla pelle.
- Lavorare sempre con soluzioni adeguate.
- Può essere combinato con:
 - Peeling ad ultrasuoni
 - Ultrasuoni
 - Alta frequenza
 - Martello freddo

Per potenziare i risultati.

Precauzioni importanti

- Non utilizzare su pelle lesa o irritata.
- Evitare una pressione eccessiva.

- Mantenere puliti serbatoi e condotti.
- Sterilizzare le punte dopo ogni uso.
- Controllare periodicamente i filtri e il sistema di vacuum.

Igiene e manutenzione

- Pulire e disinfettare le punte dopo ogni trattamento.
- Svuotare e pulire il serbatoio dei residui.
- Utilizzare esclusivamente soluzioni compatibili.
- Mantenere i condotti liberi da ostruzioni.
- Asciugare completamente gli accessori prima di riporre.

Risultati attesi

La pelle si presenta:

✦ Più pulita e purificata ✦ Più luminosa e uniforme ✦ Più idratata e morbida ✦ Con minore visibilità dei pori ✦ Più ossigenata e rivitalizzata ✦ Con migliore texture ed elasticità ✦ Con effetto glow immediato

Inoltre, dispone dei seguenti strumenti che facilitano il lavoro di pulizia della pelle:

TECNOLOGIE INCLUSE

1. Peeling ultrasonico (spatola)
2. Idrodermoabrasione
3. Ultrasuoni
4. Funzione BIO
5. Martello freddo
6. Spray di bruma viso

PEELING ULTRASONICO – Spatola ultrasonica (24 kHz)

Il peeling ultrasonico è una tecnologia di esfoliazione avanzata che utilizza vibrazioni ultrasoniche ad alta frequenza attraverso una spatola metallica per effettuare una pulizia profonda, eliminare cellule morte, eccesso di sebo e impurità in modo non invasivo e senza aggredire la pelle.

Grazie all'azione meccanica delle onde ultrasoniche e alla microvibrazione, si produce un effetto di disincrostazione e rinnovamento cellulare che migliora la texture, la luminosità e l'ossigenazione della pelle sin dalla prima seduta.

Oltre alla sua funzione esfoliante, questa tecnologia consente di lavorare la penetrazione dei principi attivi mediante sonoforesi, favorendo trattamenti idratanti, rigeneranti e anti-età.



Caratteristiche principali

L'apparecchiatura permette di lavorare in due modalità di emissione a seconda dell'obiettivo del trattamento:

- ◇ Modalità continua – Esfoliazione e pulizia profonda

Genera una vibrazione costante che facilita l'eliminazione di cellule morte, comedoni e impurità accumulate sulla superficie cutanea e nei pori.

Benefici:

- Pulizia profonda e disincrostazione.
 - Eliminazione dei punti neri.
 - Riduzione di grasso e sebo accumulato.
 - Preparazione della pelle ai trattamenti successivi.
 - Miglioramento immediato di luminosità e texture.
- ◇ Modalità pulsata – Nutrizione e penetrazione degli attivi

Emette impulsi intermittenti senza generare calore costante, permettendo di lavorare a maggiore intensità e favorendo la penetrazione degli attivi cosmetici.

Benefici:

- Favorisce l'assorbimento di sieri e fiale.
- Stimola la microcircolazione.
- Migliora l'ossigenazione tissutale.
- Effetto rassodante e rivitalizzante.
- Potenzia i trattamenti anti-età e idratanti.

Principali usi e benefici

- Esfoliazione profonda e rinnovamento cellulare.
- Eliminazione di impurità, punti neri e cellule morte.
- Pulizia dei pori e riduzione dei comedoni.
- Stimolazione di collagene ed elastina.
- Miglioramento del tono e della texture della pelle.
- Aumento della luminosità.
- Favorisce la penetrazione e l'assorbimento degli attivi cosmetici (sonoforesi).
- Migliora la circolazione e l'ossigenazione dei tessuti.
- Aiuta a migliorare piccole macchie e linee di espressione.

Indicazioni

Particolarmente raccomandato per:

- Pelli grasse e miste.
- Pori dilatati e ostruiti.
- Acne lieve o pelle congestionata.
- Pelle spenta e devitalizzata.
- Pelle con texture irregolare.
- Protocolli di idratazione e ringiovanimento.

Può essere utilizzato anche su pelli sensibili regolando intensità e tempo di lavoro.

Controindicazioni

Non utilizzare nei seguenti casi:

- Ferite aperte o lesioni cutanee.
- Infezioni attive.
- Acne infiammatoria severa.
- Rosacea attiva.
- Pelle estremamente sensibile o irritata.
- Pacemaker o alterazioni cardiache.
- Gravidanza (secondo criterio professionale).
- Impianti metallici nella zona di lavoro (precauzione).

Protocollo di applicazione

Preparazione della pelle

- Struccare e pulire previamente la pelle.
- Mantenere la pelle umida con tonico, acqua o soluzione conduttrice durante tutta la procedura.

Tecnica di lavoro

◇ Modalità continua (disincrostazione)

- Fai scorrere la spatola con un angolo di 45°.
- Eseguire movimenti delicati e ascendenti.
- La punta della spatola si utilizza per pulizia, trascinamento ed estrazione superficiale.
- Rimuove cellule morte, pulisce punti neri e purifica la pelle.

◇ Modalità pulsata (penetrazione di attivi)

- Applicare siero o fiala specifica.
- Lavorare con la parte piatta della spatola.
- Movimenti lenti e continui fino all'assorbimento del prodotto.
- Ideale per lavorare a potenza maggiore e facilitare la penetrazione di principi attivi (siero, fiale).

Tempo consigliato

- Pulizia/esfoliazione: 5–10 minuti.

- Penetrazione di attivi: 3–5 minuti.

Tempo totale approssimativo: 🕒 10–15 minuti

Raccomandazioni professionali

- Mantenere sempre la pelle umida durante il trattamento.
- Adattare l'intensità secondo la sensibilità cutanea.
- Non esercitare una pressione eccessiva.
- Può essere combinato con idrodermoabrasione, ultrasuoni o martello freddo per potenziare i risultati.

ULTRASUONI FACCIALE (1 MHz)



La tecnologia a ultrasuoni utilizza onde meccaniche ad alta frequenza (1 MHz) per stimolare i tessuti in profondità, migliorare la circolazione, favorire la rigenerazione cellulare e potenziare la penetrazione dei principi attivi mediante la funzione di sonoforesi.

L'apparecchiatura dispone di un manipolo facciale, per aree piccole.

Grazie all'emissione ultrasonica, si produce una microvibrazione interna nei tessuti che genera un effetto bio-stimolante, migliorando l'ossigenazione cellulare, l'elasticità cutanea e l'assorbimento degli attivi cosmetici.

È una tecnologia non invasiva, indolore e altamente versatile, ideale per protocolli di idratazione, ringiovanimento, rassodamento e rigenerazione facciale.

Caratteristiche principali

◊ Frequenza ultrasonica: 1 MHz

La frequenza di 1 MHz consente di lavorare a una profondità adeguata per i trattamenti del viso, agendo su tessuti superficiali e medi per stimolare i processi rigenerativi e migliorare la qualità della pelle.

◊ Modalità di emissione

L'apparecchiatura consente di lavorare in due modalità a seconda dell'obiettivo del trattamento:

Modalità continua

Genera un'emissione costante di ultrasuoni producendo un lieve effetto termico che stimola la circolazione e favorisce la rigenerazione tissutale.

Benefici:

- Stimolazione di collagene ed elastina.
- Miglioramento della circolazione sanguigna.
- Attivazione metabolica cellulare.
- Rassodamento e tonificazione.
- Miglioramento della texture e della luminosità.

Modalità a impulsi

Emissione intermittente di ultrasuoni, ideale per pelli sensibili, molto sottili o trattamenti mirati alla penetrazione degli attivi senza generare eccesso di calore.

Benefici:

- Maggiore tolleranza cutanea.
- Azione lenitiva e decongestionante.
- Migliora l'assorbimento cosmetico.
- Ideale per il contorno occhi e pelli sensibili.

Funzione di sonoforesi

La sonoforesi, una tecnica che utilizza gli ultrasuoni per favorire la penetrazione profonda dei principi attivi cosmetici, poiché aumenta la permeabilità della pelle e delle membrane cellulari, facilitando il passaggio del prodotto agli strati più interni della pelle.

Grazie alle microvibrazioni ultrasoniche, gli attivi attraversano con maggiore facilità la barriera cutanea, potenziando l'efficacia di sieri, fiale e prodotti specifici.

Sonde incluse

- ◇ Sonda viso

Progettata per lavorare aree ampie del viso, collo e décolleté.

- Rassodamento del viso.
- Idratazione profonda.
- Protocolli anti-tetà.
- Rigenerazione e rivitalizzazione.
- Contorno occhi.
- Linee sottili.
- Borse e occhiaie.
- Contorno labbra.

Principali benefici

- Stimola collagene ed elastina.
- Migliora tonicità ed elasticità.
- Favorisce la rigenerazione cellulare.
- Aumenta la penetrazione degli attivi.
- Migliora la microcircolazione.
- Ossigena i tessuti.
- Attenua le linee di espressione.
- Dona luminosità e vitalità.

Indicazioni

Particolarmente raccomandato per:

- Pelle disidratata.
- Lassità del viso.
- Rughe e linee sottili.
- Pelle spenta o devitalizzata.
- Borse e occhiaie.

- Protocolli anti-tetà.
- Trattamenti rassodanti e rigeneranti.

Adatto alla maggior parte dei tipi di pelle regolando parametri e intensità.

Controindicazioni

Non utilizzare nei casi di:

- Gravidanza.
- Pacemaker.
- Epilessia.
- Alterazioni cardiache.
- Impianti metallici nella zona.
- Processi infiammatori acuti.
- Infezioni attive.
- Cancro o precedenti oncologici recenti.
- Ferite aperte o lesioni cutanee.

Protocollo di applicazione

Preparazione della pelle

- Eseguire una pulizia del viso preliminare.
- Applicare un gel conduttivo o un siero compatibile.

Tecnica di lavoro

◇ Sonda viso

- Movimenti lenti, circolari e ascendenti.
- Lavorare continuamente senza fermare la testina.
- Mantenere il contatto costante con la pelle.
- Lavorare delicatamente il contorno oculare, contorno occhi, cicatrici.
- Movimenti lenti e drenanti.
- Bassa intensità.

Tempo raccomandato

Viso completo

🕒 8-12 minuti

Contorno oculare

🕒 3-5 minuti

Tempo totale approssimativo: 🕒 10-15 minuti

Raccomandazioni professionali

- Utilizzare sempre gel conduttivo.
- Adattare l'intensità in base alla sensibilità della pelle.
- Non lavorare sulla pelle secca.
- Mantenere la testina in movimento costante.
- Può essere combinato con idrodermoabrasione, peeling a ultrasuoni o martello freddo per potenziare i risultati.

BIO-LIFTING / MICROCORRENTI



La funzione BIO dell'apparecchiatura WKB005.N lavora mediante microcorrenti di bassissima intensità progettate per stimolare le cellule della pelle e riattivare i processi naturali di rigenerazione e tonificazione tissutale.

Questa tecnologia emula le correnti bioelettriche naturali del corpo, agendo a livello cellulare e muscolare per migliorare la compattezza, l'elasticità e la qualità della pelle in modo non invasivo.

Le microcorrenti aiutano ad aumentare la produzione di ATP (energia cellulare), favorendo la riparazione dei tessuti, la sintesi di collagene ed elastina e il miglioramento della microcircolazione. Inoltre, agiscono direttamente sulla muscolatura facciale, generando un effetto tensore e rassodante che contribuisce a ridefinire l'ovale del viso e a contrastare il rilassamento cutaneo.

Possiedono anche un'importante azione drenante, aiutando a ridurre la ritenzione di liquidi, decongestionare i tessuti e migliorare l'ossigenazione cutanea.

È una tecnologia ideale per protocolli di ringiovanimento facciale, lifting non invasivo, trattamenti rassodanti e rivitalizzazione di pelli devitalizzate.

Benefici principali

- Stimola collagene ed elastina
- Migliora compattezza ed elasticità
- Rassoda l'ovale del viso
- Aiuta a ridurre le linee di espressione
- Tonifica la muscolatura facciale
- Favorisce la rigenerazione cellulare
- Migliora la microcircolazione
- Aiuta il drenaggio e la decongestione
- Rivitalizza la pelle senza aggressione

Indicazioni

- Rilassamento facciale
- Pelle devitalizzata
- Linee di espressione
- Mancanza di tonicità
- Borse e gonfiore
- Protocolli antietà e rassodanti

Modo d'uso

La funzione BIO-Lifting lavora mediante microcorrenti a bassa intensità che agiscono sulla pelle e sulla muscolatura facciale per stimolare, rassodare e tonificare i tessuti.

Per eseguire correttamente il trattamento:

1. Pulire e struccare preventivamente la pelle.

2. Applicare gel conduttore o prodotto ionizzabile per facilitare il passaggio della corrente.
3. Selezionare l'intensità adeguata in base alla sensibilità e tolleranza del cliente.
4. Lavorare con movimenti lenti, ascendenti e continui sulla muscolatura facciale.
5. Mantenere sempre un contatto uniforme tra l'elettrodo e la pelle.
6. Adattare l'intensità in modo progressivo, iniziando sempre da livelli bassi.

La tecnica può essere eseguita mediante movimenti di:

- Elevazione
- Rassodamento
- Tonificazione muscolare
- Drenaggio linfatico

In particolare su:

- Ovale del viso
- Zigomi
- Fronte
- Contorno mandibolare
- Collo

Tempo consigliato

🕒 10-20 minuti

A seconda del protocollo e della sensibilità cutanea.

Frequenza consigliata: 📅 1-2 volte a settimana nei protocolli intensivi.

Indicazioni

Particolarmente consigliato per:

- Rilassamento facciale
- Pelle devitalizzata
- Mancanza di tonicità
- Rughe e linee di espressione
- Perdita di compattezza
- Borse e gonfiore
- Pelle con scarsa elasticità

- Protocolli anti-età
- Lifting facciale non invasivo
- Trattamenti rassodanti e rivitalizzanti

Può essere utilizzata anche nei trattamenti corpo per migliorare la tonicità e favorire il drenaggio.

Controindicazioni

Non utilizzare in caso di:

- Pacemaker
- Malattie cardiache
- Gravidanza
- Epilessia
- Cancro
- Impianti metallici nella zona
- Trombosi o alterazioni circolatorie gravi
- Infezioni attive
- Ferite aperte
- Processi infiammatori acuti
- Alterazioni della sensibilità
- Diabete scompensato

Raccomandazioni professionali

- Regolare l'intensità in base alla tolleranza del cliente.
- Non lavorare su pelle irritata o lesa.
- Mantenere sempre l'elettrodo in movimento.
- Può essere combinato con ultrasuoni, martello freddo o idrodermoabrasione per potenziare i risultati.
- Terminare il trattamento con cosmetica rassodante e idratante.

Risultati attesi

La pelle appare:

- Più soda e tonificata
- Con effetto lifting visibile
- Più luminosa e rivitalizzata

- Con migliore elasticità e tonicità
- Con diminuzione di gonfiore e segni di affaticamento
- Con maggiore definizione dell'ovale del viso

MARTELLO FREDDO – CRIOTERAPIA FACCIALE



Il martello freddo è una tecnologia di crioterapia facciale progettata per calmare, decongestionare e rivitalizzare la pelle mediante l'applicazione controllata del freddo sui tessuti.

Grazie al suo effetto vasocostrittore e calmante, aiuta a ridurre rossori, infiammazione e sensibilità cutanea, diventando il complemento ideale per concludere trattamenti facciali professionali.

La diminuzione della temperatura prodotta dal manipolo freddo favorisce la chiusura dei pori, migliora la microcircolazione superficiale e apporta una sensazione immediata di freschezza e comfort.

È una tecnologia non invasiva, rilassante e adatta alla maggior parte dei tipi di pelle, particolarmente indicata dopo procedure esfolianti, estrazioni o apparecchiature estetiche.

Caratteristiche principali

- ◇ Effetto calmante e decongestionante

L'azione del freddo aiuta a diminuire la sensibilità cutanea e ad alleviare l'arrossamento prodotto dopo trattamenti intensivi.

- ◇ Vasocostrizione e chiusura dei pori

La diminuzione della temperatura favorisce la contrazione dei vasi sanguigni superficiali e la chiusura temporanea del poro, migliorando l'aspetto della pelle.

- ◊ Sensazione rinfrescante e rivitalizzante

Apporta freschezza immediata, aiutando a rilassare e rivitalizzare i tessuti.

Principali usi e benefici

- Calma e decongestiona la pelle
- Riduce rossori e sensibilità
- Aiuta la chiusura dei pori
- Rinfresca e rivitalizza
- Migliora il comfort post trattamento
- Favorisce la microcircolazione
- Aiuta a diminuire la lieve infiammazione
- Completa protocolli facciali intensivi

Indicazioni

Particolarmente raccomandato per:

- Pelle sensibile o sensibilizzata
- Pelle con rossori
- Post estrazioni
- Post esfoliazioni
- Post idrodermoabrasione
- Trattamenti decongestionanti
- Protocolli calmanti e idratanti
- Borse e affaticamento del viso

Adatto alla maggior parte dei tipi di pelle.

Controindicazioni

Non utilizzare nei casi di:

- Ipersensibilità estrema al freddo
- Rosacea severa attiva
- Alterazioni vascolari importanti
- Ferite aperte
- Infezioni cutanee attive
- Crioglobulinemia o patologie correlate all'intolleranza al freddo

Protocollo di applicazione

Preparazione

- Terminare previamente il protocollo viso
- Applicare siero, maschera o attivo lenitivo se si desidera potenziare i risultati

Tecnica di lavoro

- Lavorare con movimenti delicati, lenti e ascendenti
- Mantenere un contatto costante con la pelle
- Insistere nelle zone congestionate o sensibilizzate
- Evitare di mantenere il manipolo fisso troppo a lungo sulla stessa area

Può essere utilizzato:

- Dopo apparecchiature
- Dopo estrazioni o esfoliazioni
- Come fase finale del trattamento
- Per potenziare la sensazione di comfort e rilassamento

Tempo consigliato

 5-10 minuti

A seconda della sensibilità cutanea e dell'obiettivo del trattamento.

Raccomandazioni professionali

- Mantenere la testina pulita e disinfettata dopo ogni uso
- Adattare il tempo di esposizione secondo la tolleranza del cliente
- Non applicare una pressione eccessiva
- Può essere combinato con idrodermoabrasione, ultrasuoni, peeling a ultrasuoni e spray di bruma facciale
- Non coprire i fori del manipolo.

Risultati attesi

La pelle appare immediatamente:

- Più calma e decongestionata

- Fresca e rivitalizzata
- Con minore sensibilità e arrossamento
- Più uniforme e confortevole
- Dall'aspetto rilassato e luminoso

SPRAY DI BRUMA FACCIALE – Infusione di attivi.



Lo spray di bruma facciale è una tecnologia progettata per nebulizzare soluzioni cosmetiche e principi attivi in particelle ultra-fini, consentendo un'applicazione uniforme, leggera e altamente rinfrescante sulla pelle.

Questo sistema combina idratazione, ossigenazione e rivitalizzazione cutanea tramite la nebulizzazione controllata di attivi cosmetici, aiutando a migliorare l'assorbimento, calmare la pelle e apportare freschezza immediata.

Grazie al suo effetto decongestionante e rinfrescante, è uno strumento ideale per completare i protocolli viso professionali, specialmente dopo trattamenti di esfoliazione, idrodermoabrasione o apparecchiature estetiche.

È un trattamento non invasivo, confortevole e adatto a tutti i tipi di pelle.

Caratteristiche principali

- ◊ Nebulizzazione ultra-fine di attivi

Il sistema trasforma le soluzioni cosmetiche in una micro-bruma leggera che si distribuisce in modo omogeneo sulla pelle, favorendo un migliore assorbimento e una sensazione immediata di idratazione e freschezza.

◊ Ossigenazione e rivitalizzazione cutanea

La nebulizzazione aiuta a migliorare l'ossigenazione superficiale della pelle, apportando luminosità e rivitalizzazione immediata.

◊ Effetto calmante e decongestionante

Ideale per calmare la pelle dopo procedure estetiche, riducendo la sensazione di calore, irritazione o sensibilità.

Principali usi e benefici

- Idratazione immediata
- Rinfrescante e lenitivo
- Migliora l'assorbimento degli attivi cosmetici
- Dona luminosità ed effetto rivitalizzante
- Aiuta a decongestionare la pelle
- Completa protocolli viso e aromaterapia
- Migliora il comfort del cliente durante il trattamento
- Ossigena e rivitalizza i tessuti

Indicazioni

Particolarmente raccomandato per:

- Pelle disidratata
- Pelle sensibile o sensibilizzata
- Pelle spenta e devitalizzata
- Protocolli idratanti
- Trattamenti lenitivi
- Fase di conclusione dei trattamenti viso
- Post idrodermoabrasione o esfoliazioni
- Aromaterapia

Controindicazioni

Non utilizzare nei casi di:

- Infezioni cutanee attive
- Ferite aperte
- Irritazione severa
- Allergia agli attivi utilizzati
- Malattie dermatologiche attive senza valutazione professionale

Protocollo di applicazione

Preparazione

- Pulire previamente la pelle
- Riempire il serbatoio con soluzione cosmetica adeguata, tonico o acqua distillata secondo protocollo

Tecnica di lavoro

- Mantenere una distanza approssimativa di 15–20 cm dal viso
- Nebulizzare in modo uniforme su tutta la zona trattata
- Eseguire movimenti delicati e continui
- Evitare il contatto diretto con mucose e occhi

Può essere utilizzato:

- Durante il protocollo per donare freschezza
- Dopo l'apparecchiatura per calmare e idratare
- Come fase finale del trattamento

Tempo consigliato

 3–5 minuti

Può essere ripetuto secondo le necessità del protocollo.

Raccomandazioni professionali

- Utilizzare soluzioni cosmetiche compatibili con la nebulizzazione
- Pulire e disinfettare il serbatoio dopo ogni uso
- Evitare prodotti troppo densi o oleosi
- Può essere combinato con idrodermoabrasione, ultrasuoni, peeling a ultrasuoni e martello freddo

La pelle appare immediatamente:

- Più fresca e rivitalizzata
- Idratata e luminosa
- Arrossamenti e sensibilità calmati
- Più confortevole e ossigenata
- Dall'aspetto sano e uniforme

info@weelko.com

www.weelko.com