VAPREVENT® ORAL CARE

REF MDS096202EU **REF MDS096206EU** **REF MDS096208EU** **REF MDS096502EU** **REF MDS096504EU**

en DISPOSABLE ORAL SWABS

1. With gloved hands, remove Dentips® from packaging. Ensure foam on Dentips® is intact.
2. Use of bite block/Berman airway strongly recommended.
3. Saturate foam with desired mouthwash. Gently clean oral cavity for approximately one minute.
4. After use, ensure foam is intact before discarding Dentips®. Inspect oral cavity and remove any particles, if present.

Warning: Do not use for tracheostomy care. Discontinue use and consult physician if irritation occurs. Keep out of the reach of children.

Reuse of single use devices creates a potential risk for the patient or user. It may cause contamination and/or impairment of function; which may lead to injury, illness and/or death of a patient. If a serious incident has occurred in relation to the device, it should be reported to Medline and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established. Disposal Instructions: Precautions should be taken when discarding this device and disposal of the device shall be made in accordance with applicable hospital or national regulations for biologically hazardous waste.

de EINWEG-MUNDPFLEGESTÄBCHEN

1. Mit behandschuhten Händen den Dentips® aus der Verpackung nehmen. Sicherstellen, dass der Schaumstoff auf den Dentips® intakt ist.
2. Verwendung eines Beißblocks / Berman Tubus wird dringend empfohlen.
3. Tränken Sie den Schaumstoff mit der gewünschten Mundspülung. Reinigen Sie den Mundraum ungefähr eine Minute lang.
4. Vor der Beseitigung des Dentips sicherstellen, dass der Schaumstoff intakt ist. Die Mundhöhle kontrollieren und alle Partikel beseitigen, falls vorhanden.

Hinweis: Nicht zur Pflege bei Tracheostoma anwenden. Bei Auftretung von Reizungen die Anwendung einstellen und einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Wiederverwenden von zur einmaligen Verwendung bestimmten Produkten stellt ein potentielles Risiko für Patient und Anwender dar. Es kann zu einer Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktion kommen, was zu Verletzungen, Krankheit und/oder Tod eines Patienten führen kann. Wenn ein schwerwiegender Vorfall in Bezug auf das Produkt aufgetreten ist, sollte dies Medline und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und / oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden. Anweisungen zur Entsorgung: Wenn das Produkt entsorgt wird, sind Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die den geltenden Krankenhaus oder nationalen Vorschriften für kontaminierte Abfälle entsprechen.

fr BÂTONNETS MOUSSE POUR SOINS DE BOUCHE

1. Avec des gants, retirez le Dentips® de son emballage. Assurez-vous que la mousse du bâtonnet soit intacte.
2. L'utilisation d'un kit de voies respiratoires Berman est fortement recommandée.
3. Imbiber la mousse avec la solution souhaitée. Nettoyer doucement la cavité buccale pendant environ une minute.
4. Après utilisation, assurez-vous que la mousse est intacte avant de jeter le DenTips. Vérifiez la cavité buccale et retirez les particules éventuellement présentes.

Avertissement: Ne pas utiliser pour les soins de trachéostomie. Arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin en cas d'irritation. Tenir hors de portée des enfants.

La réutilisation de dispositifs à usage unique est dangereuse pour le patient ou l'utilisateur. Ils peuvent être contaminés et/ou ne plus fonctionner correctement, ce qui peut entraîner blessures, maladies et/ou mort du patient. Si un incident grave est survenu en lien avec le dispositif, il doit être reporté à Medline et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi. Consignes après utilisation: Des précautions doivent être prises lors de la mise au rebut de ce dispositif. L'élimination de celui-ci doit être faite conformément aux réglementations hospitalières et nationales applicables aux déchets biologiquement dangereux.

nl DISPOSABLE MONDSWAPS

1. Open de verpakking met handschoenen aan en haal de Dentips® uit de verpakking. Controleer of het foam intact is.
2. Gebruik van bitblok / Berman-luchtweg ten zeerste aanbevolen.
3. Verzadigd schuim met het gewenste mondwater. Reinig de mondholte voorzichtig gedurende ongeveer één minuut.
4. Controleer of het foam van de DenTips intact is voordat u deze weggooit. Controleer de mondholte, verwijder eventuele resten.

Waarschuwing: Stop direct het gebruik bij optreden van irritatie en raadpleeg een arts. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Wanneer voor eenmalig gebruik bestemde hulpmiddelen opnieuw worden gebruikt, kan dit risico voor de patiënt of gebruiker opleveren. Dit kan verontreiniging veroorzaken en/of de werking aantasten, hetgeen letsel, ziekte en/of overlijden van de patiënt tot gevolg kan hebben. Als zich een ernstig incident heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel, moet dit worden gemeld aan Medline en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en / of patiënt is gevestigd. Aanwijzingen voor afvoeren: Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het weggooien van dit hulpmiddel en de verwijdering van het hulpmiddel moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de bestaande ziekenhuis- of nationale regelgeving voor biologisch gevaarlijk afval.

it TAMPONI ORALI MONOUSO

1. Indossando dei guanti, togliere Dentips® dalla confezione. Assicurarsi che la spugnetta sui Dentips® sia intatta.
2. L'uso di un blocca morso o dispositivo orale Berman è fortemente raccomandato.
3. Impregnare la spugna con il colluttorio desiderato. Pulire delicatamente la cavità orale per un minuto circa.
4. Dopo il suo utilizzo, assicurarsi che la spugnetta sia intatta prima di gettare DenTips. Ispezionare la cavità orale e rimuovere eventuali residui se presenti.

Avvertenza: Non utilizzare per pulire la tracheostomia. In caso di irritazione, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il riutilizzo di dispositivi monouso determina un rischio potenziale per il paziente o l'utilizzatore. Può causare contaminazione e/o compromissione della funzione, con conseguenti lesioni, malattie e/o decesso del paziente. Se si verifica un grave incidente in relazione al dispositivo, deve essere segnalato a Medline ed all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e / o il paziente è stabilito. Indicazioni per lo smaltimento: È necessario adottare delle precauzioni quando si scarta questo dispositivo e lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative nazionali o ospedaliere per lo smaltimento dei rifiuti biologicamente pericolosi.

es HISOPOS ORALES DESECHABLES

1. Usando guantes, extraer los hisopos Dentips® de su envase. Cerciorarse de que la espuma en el hisopo esté intacta.
2. Se recomienda el uso de palo antimordeduras/cánula orofaringea.
3. Impregne la esponja con el enjuague bucal deseado. Limpie cuidadosamente la cavidad bucal durante aproximadamente un minuto.
4. Después de su uso, cerciorarse de que la espuma esté intacta antes de desechar el hisopo DenTips. Examinar la cavidad bucal y eliminar cualquier partícula, si estuviera presente.

Advertencia: No lo use para el cuidado de la traqueotomía. Descontinuar el uso y consultar a un médico si se produce irritación. Mantenga el producto alejado del alcance de los niños.

Reutilizar un producto de un solo uso crea un riesgo potencial para el paciente o usuario. Puede causar contaminación y / o deterioro de la función; que puede conducir a lesión, enfermedad y / o muerte de un paciente. Si se ha producido un incidente grave en relación con el producto, debe notificarse a Medline y a la autoridad competente del Estado miembro en el que está establecido el usuario y / o el paciente. Instrucciones de desecho: Se deben tomar precauciones al desechar este producto y la eliminación del producto debe realizarse de acuerdo con las normativas nacionales o del hospital aplicables para desechos biológicamente peligrosos.

pt BASTONETES ORAIS DESCARTÁVEIS

1. Usando luvas, retire o Dentips® da embalagem. Usando luvas, comprove se a espuma no Dentips® está intacta.
2. Altamente recomendado o uso de dispositivo de intubação oral.
3. Saturar a espuma com o enxaguatório bucal desejado. "Limpe a cavidade oral por aproximadamente um minuto.
4. Depois de usar, comprove se a espuma está intacta, antes de descartar DenTips. Verifique a cavidade oral e remova as particulas que possam existir.

Aviso: Não use para cuidados com traqueostomia. Em caso de irritação, interrompa o uso e consulte o seu médico. Mantenha fora do alcance de crianças.

A reutilização de dispositivos de uso único cria um risco potencial para o paciente ou usuário. Pode causar contaminação e / ou comprometimento da função; o que pode levar a lesões, doenças e / ou morte de um paciente. Se ocorrer um incidente grave em relação ao dispositivo, este deve ser reportado à Medline e à autoridade de saúde competente do Estado em que o usuário e / ou o paciente se encontram. Instruções de eliminação: Devem ser tomadas precauções ao eliminar este dispositivo e seguir as normas e directrizes hospitalares e nacionais aplicáveis aos resíduos biologicamente perigosos.

sv MUNSVABBAR FÖR ENGÅNGSBRUK

1. Använd handskar och lyft ur Dentips® från ytterförpackningen. Försäkra er om att skumgummit på Dentips® är intakt.
2. Användning av bitblock/ Berman Airway rekommenderas.
3. Fukta svampen med önskat munsköljmedel. Rengör munnhålan varsamt i ca en minut.
4. Kontrollera att skumgummit är intakt innan svabben kastas bort. Undersök munhålan och avlägsna alla eventuella rester.

Varning! Får ej användas för vård av trakeostomi. Avbryt användningen och rådfråga läkare om irritation uppstår. Förvaras utom räckhåll för barn.

Återanvändning av engångsprodukter innebär en potentiell risk för patienten eller användaren. Det kan orsaka kontaminering och/eller försämrad funktion, vilket kan leda till skada, sjukdom och/eller att patienten avlider. Om en allvarlig händelse har inträffat vid användning av produkten ska händelsen rapporteras till Medline och berörd myndighet i det land användaren och / eller patienten befinner sig. Anvisningar för kassering: Försiktighetsåtgärder bör vidtas vid kassering av denna produkt. Avfall ska hanteras i enlighet med sjukhusets lokala, eller enligt nationella, bestämmelser för hantering av biologiskt, farligt avfall.

fi KERTAKÄYTTÖISIÄ VANUTUPPOJA SUUHYGIENIAAN

1. Käytä suojakäsineitä ja poista Dentips® pakkauksesta. Varmista, että vaahtomuovi on ehjä.
2. Purublokin/hengitysteiden avaajan käyttö on erittäin suositeltavaa.
3. Kyllästä vaahtomuovi halutulla suuvedellä. Puhdista suuonteloa hellävaraisesti minuutin ajan.
4. Varmista, että vaahtomuovi on ehjä, ennen kuin poistat DenTips käytöstä. Tarkista suuontelo ja poista kaikki hiukkaset, mikäli niitä on.

Varoitus: Ei saa käyttää trakeostomiapuhdistuksessa. Mikäli ilmenee ärsytystä, keskeytä käyttö ja pyydä lääkärin neuvoja. Säilytettävä lasten ulottumattomilla.

Kertakäyttöisten laitteiden uudelleenkäyttö aiheuttaa potilaalle tai käyttäjälle mahdollisen riskin. Se voi aiheuttaa kontaminaation ja/tai heikentää toimintaa; mikä voi johtaa tapaturmaan, sairauteen ja/tai potilaan kuolemaan. Jos laitteeseen liittyen on esiintynyt vakava vaaratilanne, asiasta tulee raportoida Medlinelle sekä käyttäjän ja/tai potilaan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Hävittämisohjeet: Laitetta hävitettäessä on huolehdittava varotoimenpiteistä, ja laite on hävitettävä sovellettavien biologisesti vaarallista jätettä koskevien sairaalan sääntöjen tai kansallisten määräysten mukaisesti.

da MUNDSWABS TIL ENGANGSBRUG

1. træk filmen tilbage med handsker på. Tjek at skummet på Dentips® er intakt.
2. Brug af bitblok / Berman luftvej anbefales.
3. Fugt svampen med ønsket væske. Rengør mundhulen nænsomt i ca 1 minut.
4. Efter brug: tjek at DenTips er intakt før den bortskaffes. Inspicer mundhulen og fjern synlige rester.

Advarsel: Må ikke bruges ved trachestomipleje Stop med at bruge systemet og spørg en læge til råds, hvis der opstår irritation. Holdes uden for børns rækkevidde.

Genbrug af engangsanordninger resulterer i en potentiel risiko for patienten eller brugeren. Det kan medføre kontamination og/eller nedsat funktionsevne, som kan medføre patientskader, -sygdom og/eller -død. Hvis en alvorlig hændelse er sket i forhold til udstyret, skal den rapporteres til Medline og myndighederne, hvor brugeren og / eller patienten er bosiddende. Anvisninger i bortskaffelse: Forholdsregler bør tages ved bortskaffelse af dette udstyr. Bortskaffelse af udstyret skal ske i overensstemmelse med det pågældende hospital eller gældende regler for biologisk farligt affald.

no ENGANGS MUNNSTELLE PINNER

1. Trekk filmen tilbake med hansker på. Sjekk at skummet på Dentips® er intakt.
2. Bruk av bitestøtte/Berman airway er anbefalt.
3. Fukt svampen med ønsket væske. Rengjør munnhulen varsomt i omtrent et minutt.
4. Etter bruk: sjekk at DenTips er intakt før den kastes. Inspiser munnhulen og fjern synlig rester.

Advarsel: Skal ikke brukes ved stell av tracheostomi. Avslutt bruken og kontakt lege hvis det oppstår irritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Gjenbruk av enheter som er ment for engangsbruk, skaper en potensiell risiko for pasienten eller brukeren. Det kan føre til kontaminering og/eller redusert funksjonalitet, noe som kan føre til skade, sykdom og/eller dødfall. Dersom en alvorlig hendelse har skjedd i forhold til enheten, skal det rapporteres til Medline og myndighetene der brukeren og / eller pasienten befinner seg. Retningslinjer for kassering: Forholdsregler bør tas når du kasserer denne enheten, og avhending av enheten skal gjøres i samsvar med gjeldende sykehus eller nasjonale bestemmelser for biologisk farlig avfall.

el ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Φορώντας γάντια, αφαιρέστε το Dentips® από την συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι το αφρώδες στο Dentips® είναι άθικτο.
2. Σας συνιστούμε έντονα τη χρήση μιας διάταξης προστασίας από το δάγκωμα/ενός αεραγωγού Berman.
3. Εμποτίστε το σπόγγο με το στοματικό διάλυμα που επιθυμείτε.Καθαρίστε απαλά τη στοματική κοιλότητα για περίπου ένα λεπτό.
4. Βεβαιωθείτε ότι το αφρώδες είναι άθικτο προτού πετάξετε την μπατονέτα. Ελέγξτε τη στοματική κοιλότητα και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα, εάν υπάρχουν

προειδοποίηση: Μην το χρησιμοποιείτε για τη φροντίδα τραχειοστομίας. διακόψτε τη χρήση και συμβουλευθείτε γιατρό σε περίπτωση ερεθισμού. μακριά από παιδιά.

Η επαναχρησιμοποίηση συσκευών μίας χρήσης ενέχει δυνητικό κίνδυνο για τον ασθενή ή τον χρήστη. Μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση ή/και διακύβευση της λειτουργίας, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό, ασθένεια ή/και θάνατο του ασθενούς. Εάν παρουσιαστεί κάποιο σοβαρό συμβάν σε σχέση με τη συσκευή, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί στη Medline και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής! Οδηγίες απόρριψης: Κατά την απόρριψη αυτής της συσκευής θα πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις και η απόρριψη της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νοσοκομειακούς ή εθνικούς κανονισμούς για βιολογικώς επικίνδυνα απόβλητα.

cs ORÁLNÍ TAMPONY K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ

1. Nasaďte si rukavice a vyjměte tampony Dentips® z obalu. Ujistěte se, že penová hmota na tamponech Dentips® zustala neporušená.
2. Doporučuje se použít skusový blok/tubus Berman airway.
3. Nechejte pěnovku nasáknout požadovanou ústní vodu. Přibližně jednu minutu jemně čistěte ústní dutinu.
4. Před vyhozením tamponu se ujistěte, že je pěna neporušená. Zkontrolujte ústní dutinu a jakékoliv přítomné zbytky odstraňte.

Upozornění: Nepoužívejte k čištění tracheostomické kanyly. Při podráždení přerušte používání a poraďte se s lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Opětovné použití jednorázových prostředků je spojeno s potenciálním rizikem pro pacienta nebo uživatele. Může dojít ke kontaminaci a/nebo narušení funkce s následným zraněním, nemocí a/nebo úmrtím pacienta. Pokud v souvislosti s prostředkem dojde k závažné příhodě, musí být tato příhoda zaznamenána do databáze Medline a ohlášena příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel nebo pacient usazen. Pokyny k likvidaci: Pokud musí vyřazování a likvidace tohoto prostředku splňovat platné nemocniční či vnitrostátní předpisy pro biologicky nebezpečný odpad, je zapotřebí přijmout daná bezpečnostní opatření.

pl JEDNORAZOWE WACIKI DO HIGIENY JAMY USTNEJ

1. Rękami w rękawiczkach wyjąć wacik Dentips® z opakowania. Sprawdzić, czy gąbka na waciku Dentips® jest w stanie nienaruszonym.
2. Zaleca się stosowanie zabezpieczenia przed przygryzieniem/rurki oddechowej Berman.
3. Pianka nasycona z odpowiednim płynem do płukania jamy ustnej. Delikatnie czyścić jamę ustną przez około jedną minutę.
4. Po użyciu sprawdzić, czy gąbka jest w stanie nienaruszonym przed wyrzuceniem wacików DenTips. Zajrzeć do jamy ustnej i usunąć resztki, jeśli takie występują.

Ostrzeżenie: Nie należy stosować produktu do pielęgnacji rurki tracheostomijnej. W przypaku podrażnienia należy zaprzestać używania i poradzić się lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ponowne użycie urządzeń przeznaczonych do jednorazowego użytku może stwarzać potencjalne zagrożenie dla pacjenta lub użytkownika. Może spowodować zanieczyszczenie i/lub pogorszenie działania urządzenia, co może prowadzić do obrażeń ciała, choroby i/lub śmierci pacjenta. Jeśli w związku z wyrobem będzie miał miejsce poważny incydent, należy zgłosić go firmie Medline oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę. Instrukcje utylizacji: Podczas utylizacji wyrobu należy zachować ostrożność. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami szpitalnymi i krajowymi dotyczącymi odpadów biologicznie niebezpiecznych.

IMPREGNATED DENTIFRICE, Ingredients / IMPRÄGNIERTES ZAHNPUTZMITTEL, Inhaltsstoffe / DENTIFRICE COMPLET, Ingrédients / GEÏMPREGNEERD PRODUCT VOOR MONDREINIGING, Ingrediënten / DENTIFRICIO IMBEVUTO, Ingredienti / DENTÍFRICO IMPREGNADO, Ingredientes / DENTÍFRICO IMPREGNADO, Ingredientes / IMPREGNERAD TANDKRAM, Ingredienser / IMPREGNOITU HAMMASTAHNA, Ainesosat / IMPRÆGNERET TANDPASTA, Ingredienser / MET TET TANNKREM, Innholdsstoffer / ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΟΝΤΙΩΝ, Συστατικα / IMPREGNOVANÁ ZUBNÍ PASTA, Složení / IMPREGNOWANE ŚRODKIEM DO MYCIA ZĘBÓW, Składniki

Aqua, Calcium Carbonate, Glycerin, Mentha Piperita Oil, Sodium Saccharin, Hydroxyethylcellulose, Pentasodium Triphospate, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Methylparaben, CI 42090, CI 19140.

	MDS096202EU	MDS096206EU	MDS096208EU	MDS096502EU	MDS096504EU
en	Untreated Individually Wrapped	Untreated Wrapped by bag of 20 swabs	Untreated Bulk	Treated Individually Wrapped	Treated Wrapped by bag of 10 swabs
de	Unbehandelt Einzeln verpackt	Unbehandelt Eine Verpackung enthält 20 Mundpflegestäbchen	Unbehandelt lose verpackt	Behandelt Einzeln verpackt	Behandelte enthält 10 Mundpflegestäbchen
fr	Non Imprégnés Emballage individuel	Non Imprégnés emballés en sachet de 20 bâtonnets	Non Imprégnés En vrac	Imprégnés Emballage individuel	Imprégnés emballés en sachet de 10 bâtonnets
nl	Onbehandeld Individueel verpakt	Onbehandeld Zakje, 20 stuks	Onbehandeld Bulk	Behandeld Individueel verpakt	Behandeld Zakje, 10 stuks
it	Non Trattati Confezionati singolarmente	Non Trattati Imbustato in confezione da 20 spugnette	Non Trattati Sfusi	Trattati Confezionati singolarmente	Trattati Imbustato in confezione da 10 spugnette
es	No Tratados Envueltos individualmente	No Tratados Envasados en bolsas de 20 hisopos	No Tratados Volumen	Tratados Envueltos individualmente	Tratados Envasados en bolsas de 10 hisopos
pt	Não tratados Embalados individualmente	Não tratados Embalado em bolsas de 20 esponjas	Não tratados Lote	Tratados Embalados individualmente	Tratados Embalado em bolsas de 10 esponjas
sv	Obehandlade Individuellt förpackade	Obehandlade Innehåller påse med 20 kompresser	Obehandlade Storpack	Behandlade Individuellt förpackade	Behandlade Innehåller påse med 10 kompresser
fi	Käsittelemättömiä Yksittäispakkauksessa	Käsittelemättömiä Paketoitu pakkaukseen jossa 20 puikkoa	Käsittelemättömiä Suurpakkaus	Käsiteltyjä Yksittäispakkauksessa	Käsiteltyjä Paketoitu pakkaukseen, jossa 10 puikkoa
da	Ubehandlede Pakket stykvis	Ubehandlede pose med 20 stk	Ubehandlede storpak	Behandlede Pakket stykvis	Behandlede pose med 10 stk
no	Ubehandlet Enkeltpakket	Ubehandlet pose med 20 stk	Ubehandlet Bulk	Behandlet Enkeltpakket	Behandlet pose med 10 stk
el	μη επεξεργασμένα Τυλιγμένα σε ατομική συσκευασία	μη επεξεργασμένα τυλιγμένα σε συσκευασία των 20 τολυπίω	μη επεξεργασμένα μεγάλη συσκευασία	Επεξεργασμένη Τυλιγμένα σε ατομική συσκευασία	Επεξεργασμένη τυλιγμένα σε συσκευασία των 10 τολυπίω
cs	Nenapuštené orální tampony Jednotlive balený	Nenapuštené orální tampony Baleno v sáčku po 20 tamponech	Nenapuštené orální tampony tampony hromadne balené	Napuštěné orální tampony Jednotlivě balený	Napuštěné orální tampony Baleno v sáčku po 10 tamponech
pl	Niepreparowane do odsysania pakowane pojedynczo	Niepreparowane Pakowane w torebkach po 20 wacików	Niepreparowane Objętość	Preparowane do odsysania pakowane pojedynczo	Preparowane Pakowane w torebkach po 10 wacików

Latex Free - Latexfrei - Sans latex - Latexvrij - Senza lattice - Sin Látex - Sem látex - Latexfri - Lateksiton - Latexfri - Lateksfri - Χωρίς λάτεξ - Bez Latexu - Bezlateksowe

Medical Device - Medizinprodukt - Dispositif médical - Medisch hulpmiddel - Dispositivo Medico - Producto Sanitario - Dispositivo médico - Medicinteknisk Produkt - Lääkinnällinen laite - Medicinsk udstyr - Medisinsk utstyr - Ιατροτεχνολογικό προϊόν - Zdravotnicky prostředek - Wyrób medyczny

Packaged in USA for: **Medline Industries, Inc.,** Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA.

EC REP **Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France**

Medline, Vaprevent and Dentips are registered trademarks of Medline Industries, Inc.
©2020 Medline Industries, Inc. RJ20JYU - 10/2020