NebEasy Nebulizer Mask Adult

with mask, nebulizer chamber, tubing
PVC, (DEHP-free)



Rx Only

GaleMed Corporation
87, Li-gong 2nd Road,
Wu-jia, I-Lan 268, Taiwan

Factory:
GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.
Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 39,
Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China
www.galemed.com Tel: 86-592-6880588
Made in China

CE 2460

EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53, 1030
Brussels, Belgium

Distributed by:
Teleflex Medical Europe
IDA Business and Technology Park
Athlone, Co Westmeath, Ireland
www.teleflexmedical.com

P90-00040-02

en

Instructions for Use:
NOTE: These directions are general guidelines intended for use by qualified medical personnel.

1. Place the prescribed solution into the nebulizer chamber.
2. Attach the nebulizer cap to the nebulizer chamber. Attach the cap to the chamber with a clockwise rotation.
3. Fit the outlet of the nebulizer into the delivery device (tee and mouthpiece, face mask, breathing circuit, etc.). A flexible reservoir tube is provided with some models. Discard any items if not used.
4. Connect supply tubing between the nebulizer and the gas source.
5. Set the gas source to the proper flow.
   NebEasy : 8 LPM
6. Check for aerosol mist and gas through the device. If necessary, gently tap the nebulizer until it begins to nebulize.
7. During treatment, periodically tap the nebulizer to minimize residual volume.

WARNING: Be sure all connections are secure.

WARNING: Do not attach the outlet of the nebulizer directly to an endotracheal tube, tracheostomy tube or other device that does not offer an alternate pathway for exhalation.

WARNING:
This product is for single use only. Destroy after use. Do not re-sterilize.
This reduces the risk of cross- infection between patients.

Single Use Products
Reprocesssing of medical devices intended for single use only may result in degraded performance or a loss of functionality.
Re-use of single use only medical devices may result in exposure to viral, bacterial, fungal or prionic pathogens. Validated cleaning and sterilization methods and instructions for reprocessing to original specifications are not available for these medical devices. This product is not designed to be cleaned, disinfected, or sterilized.

Storage conditions:
Store in clean dry conditions away from heat and light.

de

Gebrauchsanweisung:
HINWEIS: Bei diesen Anleitungen handelt es sich um allgemeine Richtlinien für medizinisches Fachpersonal.

1. Die verordnete Lösung in das Verneblergefäß füllen.
2. Den Verschluß auf dem Verneblergefäß anbringen. Den Verschluß im Uhrzeigersinn auf das Gefäß schrauben.
3. Den Anschluß des Verneblers in die Zufuhrvorrichtung (T- und Mundstück, Gesichtsmaske, Beatmungssystem usw.) einführen. Einige Modelle werden mit einem flexiblen Reservoirschlauch geliefert. Nicht verwendete Teile entsorgen.
4. Versorgungsschlauch zwischen dem Vernebler und der Gasversorgung anbringen.
5. Die korrekte Flußrate für die Gasversorgung einstellen.
   NebEasy : 8 l/min
6. Prüfen, ob sich Aerosolnebel und Gas im Gerät befinden. Wenn nötig, vorsichtig an den Vernebler klopfen, bis die Vernebelung beginnt.
7. Während der Behandlung hin und wieder an den Vernebler klopfen, um das Rückstandsvolumen auf ein Minimum zu beschränken.

WARNUNG: Sicherstellen, daß alle Anschlüsse dicht sind.

WARNUNG: Ausgang des Verneblers nicht direkt an Endotrachealtuben, Tracheostomiekanülen oder anderer Vorrichtungen anschließen, die keine Möglichkeit einer Ausatmung besitzen.

WARNUNG:
Das Product ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt. Nach dem Gebrauch zerstören. Nicht erneut sterilisieren. Auf diese Weise wird das Risiko einer Kreuzinfektion zwischen Patienten verringert.

Einmal-Produkte
Eine Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu verminderter Leistung oder zum Verlust ihrer Funktionsfähigkeit führen. Durch eine Wiederverwendung von Einmalprodukten kann es zur Expositionmit Krankheitserregern wie Viren, Bakterien, Pilzen oder Prionen kommen. Zulässige Reinigungs- und Sterilisierungsmethoden und Anweisungen für eine Wiederaufbereitung gemäß der ursprünglichen Spezifikationen sind für diese Produkte nicht verfügbar. Dieses Produkt darf weder gereinigt, desinfiziertnoch sterilisiert werden.

Lagerung:
Lichtgeschützt, sauber, trocken und kühl lagern.

fr

Mode d'emploi :
REMARQUE : Ce mode d'emploi présente des consignes d'ordre général destinées à un personnel médical qualifié.

1. Ajouter la solution prescrite dans le récipient du nébuliseur.
2. Fixer le bouchon du nébuliseur sur le récipient du nébuliseur. Fixer le bouchon sur le récipient en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Brancher la prise du nébuliseur dans le dispositif d'alimentation (connecteur en T et embout buccal, masque, circuit de ventilation, etc.). Certains modèles sont équipés d'un tuyau de réservoir souple. Jeter tout composant non utilisé.
4. Connecter une extrémité du tuyau d'alimentation à l'arrivée de gaz et l'autre au nébuliseur.
5. Régler l'alimentation en gaz sur le débit désiré.
   NebEasy : 8 LPM
6. Vérifier la présence d'un brouillard d'aérosol et de gaz dans le dispositif. Si nécessaire, tapoter doucement le nébuliseur pour qu'il commence à marcher.
7. En cours de traitement, tapoter de temps en temps le nébuliseur pour réduire au minimum le volume résiduel.

ATTENTION : Vérifier que toutes les connexions sont bien établies.

ATTENTION : Ne branchez pas la sortie du nébuliseur directement à une sonde endotrachéale, à une canule de trachéotomie ou à un autre dispositif qui ne comporte pas une voie alternative pour l'exhalation.

MISE EN GARDE :
Ce produit est exclusivement destiné à un « usage unique ».
Détruire après usage. Ne pas restériliser.
Cela réduit le risque d'infection croisée entre les patients.

Produits à usage unique
Le retraitement des dispositifs médicaux à usage unique peut entraîner une réduction des performancesou une perte de fonctionnalité. La réutilisation des dispositifs médicaux à usage unique peutprovoquer une exposition aux germes pathogènes viraux, bactériens, fongiques ou aux prions. Aucune méthode de nettoyage et de stérilisation validée ou instruction de retraitement aux fins de conformitéaux spécifications d'origine n'est pas disponible pour ces dispositifs médicaux. Ce produit ne doit êtreni nettoyé, ni désinfecté, ni stérilisé.

Conservation:
Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.

it

Istruzioni per l'uso
NOTA: queste istruzioni sono indicazioni di carattere generale fornite per l'uso da parte di personale medico qualificato.

1. Versare la soluzione prescritta nel contenitore per nebulizzazione.
2. Collegare il coperchio del nebulizzatore al contenitore per nebulizzazione. Collegare il coperchio al contenitore per nebulizzazione avvitandolo in senso orario.
3. Collegare l'apertura del nebulizzatore al dispositivo di erogazione (raccordo a T e boccaglio, maschera facciale, circuito respiratorio e così via). Con alcuni modelli è fornito un tubo flessibile di collegamento per reservoir. Eliminare i componenti non utilizzati.
4. Collegare il tubo di alimentazione fra il nebulizzatore e la fonte di gas.
5. Regolare il flusso della fonte di gas.
   NebEasy : 8 litri al minuto
6. Verificare la presenza di aerosol nebulizzato e gas nel dispositivo. Se necessario, picchiettare delicatamente il nebulizzatore per iniziare la nebulizzazione.
7. Nel corso del trattamento, picchiettare di tanto in tanto il nebulizzatore per ridurre il olume residuo.

ATTENZIONE: verificare che tutti i collegamenti siano stati effettuati ccuratamente.

AVVERTENZA: Non collegare l'uscita del nebulizzatore direttamente ad un tubo endotracheale, ad una cannula tracheostomica o ad altri di spositivi che non siano provvisti di una via addizionale per

AVVERTENZA:
Solo per un utilizzo monouso. Smaltire dopo l'uso. Non risterilizzare. In questo modo si riduce il rischio di contaminazione incrociata fra i pazienti.

Prodotti monouso
La rigenerazione dei dispositivi medici monouso può causare prestazioni degradate o perdita di funzionalità.Il riutilizzo di dispositivi medici monouso può comportare l'esposizione a patogeni virali, batterici,micotici o prionici. Non sono disponibili metodi validati di pulizia e sterilizzazione né istruzioni per la rigenerazione e il ripristino delle specifiche originali per questi dispositivi medici. Questo prodotto non può essere pulito, disinfettato o sterilizzato.

Conservazione:
Conservare in luogo pulito, fresco e asciutto, lontano dalla luce.

es

Instrucciones para el uso:
NOTA: estas instrucciones se presentan como una guía general para el personal médico cualificado.

1. Vierta la solución prescrita en el frasco del nebulizador.
2. Acople el tapón del nebulizador al frasco del nebulizador. Ajuste el tapón al frasco girando en la dirección de las agujas del reloj.
3. Ajuste el orificio de salida del nebulizador al dispositivo de dispensación ("T" y boquilla, máscara, circuito de respiración, etc.). Con algunos modelos se suministra un tubo flexible para el reservorio. Deseche todo artículo que no se use.
4. Conecte el tubo de dipensación entre el nebulizador y la fuente de gas.
5. En la fuente de gas, establezca la graduación correcta para el flujo.
   NebEasy : 8 LPM
6. Verifique el paso de la niebla de aerosol y del gas a través del dispositivo. Si fuera necesario, dé golpecitos suaves al nebulizador hasta que comience a nebulizar.
7. Durante el tratamiento, dé golpecitos suaves al nebulizador de tanto en tanto para reducir al mínimo el volumen residual.

ADVERTENCIA: cerciórese que todas las conexiones estén bien ajustadas.

ADVERTENCIA: No conectar la salida del nebulizador directamente a un tubo endotraqueal ni a un tubo de traqueotomía ni otro dispositivo que no ofrezca una vía alternativa de exhalación.

ADVERTENCIA
Para uso único. Elimínela una vez usada.
No la vuelva a esterilizar. Esto evita el riesgo de infecciones cruzadas entre pacientes.

Productos de un solo uso
El reprocesamiento de productos previstos para un solo uso puede afectar a su rendimiento o producir una pérdida de funcionalidad. La reutilización de productos de un solo uso puede exponer a las personas a patógenos víricos, bacterianos, fúngicos o priónicos. Estos productos no disponen de métodos ni instrucciones de limpieza y esterilización validados para devolverlos a las especificaciones originales,Este producto no se ha diseñado para ser limpiado, desinfectado ni esterilizado.

Almacenamiento:
Almacenar en un ambiente limpio, fresco y seco, sin recibir la luz directa.

pt

Instruções para utilização:
NOTA: Estas instruções constituem de um modo geral directrizes para serem utilizadas por pessoal médico qualificado.

1. Coloque a solução prescrita no recipiente do nebulizador.
2. Prenda a tampa do nebulizador ao recipiente. Prenda a tampa ao recipiente rodando-a para a direita.
3. Encaixe a saída do nebulizador no dispositivo de administração (dispositivo em T e peça bocal, máscara facial, circuito respiratório, etc.). Alguns modelos são fornecidos com um tubo (reservatório) flexível. Descarte todos os elementos que não forem utilizados.
4. Ligue o tubo de fornecimento entre o nebulizador e a fonte de gás.
5. Regule a fonte de gás para o fluxo correcto.
   NebEasy : 8 LPM
6. Verifique se passa uma suspensão de aerossol e de gás através do dispositivo. Se for necessário, bata bem de leve no nebulizador até este começar a nebulizar.
7. Durante o tratamento, bata periodicamente e ao de leve no nebulizador para minimizar o volume residual.

AVISO: Certifique-se de que todas as conexões estão bem fixas.

AVISO: Não ligar a saída do nebulizador directamente ao tubo endotraqueal, tubo de traqueostomia ou qualquer outro aparelho que não ofereça outra saída alternativa para exalação.

AVISO:
Destina-se a uma única utilização. Elimine após a utilização. Não volte a esterilizar. Isso reduz o risco de infecção cruzada entre doentes.

Produtos de utilização única
O reprocessamento de dispositivos médicos destinados a utilização única pode resultar na degradação do desempenho e em perda da funcionalidade. A reutilização de dispositivos médicos de utilização única pode resultar em exposição a agentes patogénicos virais, bacterianos, fúngicos ou priónicos.Para estes dispositivos médicos não estão disponíveis métodos de limpeza e de esterilização validados nem instruções para o reprocessamento de acordo com as especificações originais. Este produto não foi concebido para ser limpo, desinfectado nem esterilizado.

Armazenagem:
Armazene num local limpo e seco e afastado do calor e da luz.

nl

Gebruiksaanwijzing:
OPMERKING: Deze gebruiks aanwijzing bevat algemene richtlijnen bestemd voor bevoegd medisch personeel.

1. Vul het reservoir van de medicijn-vernevelaar met de voorgeschreven oplossing.
2. Plaats de kap van de medicijn-vernevelaar op het reservoir. Draai de kap op het reservoir als een klemdeksel.
3. Sluit de uitstroom opening van de vernevelaar aan op het hulpmiddel waarmee het vernevelde medicijn zal worden toegediend, bijvoorbeeld
   T-stuk met mondstuk, aerosolmasker of beademingscircuit. Enkele modellen worden geleverd met een stukje flexibele slang.
4. Breng de toevoerslang aan tussen de flowmeter (persluchт of zuurstof) en de medicijn-vernevelaar.
5. Stel de flowmeter in op het juiste aantal liters.
   NebEasy : 8 l/min
6. Controleer de vernevelaar op goede werking (uitstroom van aerosolen). Tik zo nodig zachtjes tegen de medicijn-vernevelaar tot hij begint te vernevelen.
7. Tik tijdens de behandeling zo nu en dan tegen de vernevelaar om achterblijven van niet vernevelde vloeistof te voorkomen.

WAARSCHUWING: Verzeker u er van dat alle aansluitingen correct zijn aangebracht.

WAARSCHUWING: De uitgang van de vernevelaar niet rechtstreeks aansluiten op een endotracheale tube, een tracheostomie tube of een ander apparaat dat geen

WAARSCHUWING:
Voor eenmalig gebruik. Vernietigen na gebruik. Niet opnieuw steriliseren. Dit beperkt het risico op kruisbesmetting tussen patiënten.

Producten voor eenmalig gebruik
Het hergebruiken van medische hulpmiddelen die uitsluitend zijn bedoeld voor eenmalig gebruik, kan leiden tot een verminderе werking of een verlies aan functionaliteit. Hergebruik van medische hulpmiddelen die uitsluitend zijn bedoeld voor eenmalig gebruik, kan leiden tot blootstelling aan pathogenen,namelijk virussen, bacteriën, schimmels of prionen. Voor deze medische hulpmiddelen zijn geen gevalideerde methoden of instructies beschikbaar voor reiniging en sterilisatie met het oog op herverwerking tot de oorspronke-lijke specificaties. Dit product is niet ontworpen om te worden gereinigd, gedesinfecteerd of gesteriliseerd.

Bewaring:
Koel, zuiver, droog en beschermd tegen licht bewaren.

sv

Bruksanvisning:

OBS! Dessa anvisningar är avsedda som allmänna riktlinjer för kvalificerad sjukvårdspersonal.

1. Häll den ordinerade lösningsdosen i nebulisatorbehållaren.
2. Sätt på locket på nebulisatorbehållaren. Skruva på locket på burken genom att vrida det medurs.
3. Koppla nebulisatorn till T- stycke, munstycke, ansiktsmask eller andningskrets osv. En flexibel reservoartub medföljer vissa modeller. Kassera artiklar som inte används.
4. Koppla in slangen mellan nebulisatorn och flödesmätaren.
5. Ställ flödesmätaren på lämplig flödeshastighet.
   NebEasy : 8 l/min.
6. Kontrollera partikeldimman och gasen genom nebulisatorn. Knacka försiktigt vid behov på nebulisatorn till den börjar finfördela.
7. Under behandlingen bör du då och då knacka på nebulisatorn för att hålla restmängden till ett minimum.

VARNING: Se till att alla anslutningar är ordentligt fastsatta.

VARNING: Koppla inte förstoftarens kontakt direkt till endotrakealtub, trakeotomitub eller annan utrustning som saknar alternativ utandningsväg.

VARNING:
För engångsbruk. Den ska destrueras efter användning. Får ej omsteriliseras. Detta minskar risken för korsinfektioner mellan patienter.

Engångsprodukter
Reprocessering (rengöring, desinficering, sterilisering) av produkter avsedda för engångsbruk kan medföra försämrad funktion eller avsaknad av funktion. Återanvändning av produkter för engångsbruk kan medföra expo-nering för patogener som virus, bakterier, svampar och prioner. Det finns inga godkända rengörings- och steriliseringsmetoder och instruktioner för att reprocessera sådana produkter till sitt ursprungliga tillstånd. Den här produkten är inte avsedd att rengöras, desinficeras eller steriliseras.

Lagringsföreskrifter:
Förvara på en torr och ren plats skyddad från hetta och ljus.

fi

Käyttöohjeet:

HUOM: Käyttöohjeet on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi asianomaisen koulutuksen saaneille hoitoalan työntekijöille.

1. Pane määrätty liuos sumuttimen tölkkiin.
2. Kiinnitä sumuttimen kansi sumuttimen tölkkiin. Kiinnitä kansi tölkkiin myötäpäivään kiertämällä.
3. Kiinnitä sumuttimen ulostuloputki jakelulaitteistoon (T-putkella varustettuun suukappaleeseen, kasvonaamariin, hengitysletkustoon jne.). Joidenkin mallien mukana toimitetaan taipuisa säiliöputki. Hävitä käyttämättä jääneet osat.
4. Yhdistä sumutin jakeluletkulla kaasulähteeseen.
5. Säädä kaasulähteen virtaus sopivaksi.
   NebEasy : 8 l/min
6. Tarkista, että aerosolisumutetta ja kaasua virtaa laitteesta. Napauta sumutinta tarvittaessa, kunnes se alkaa toimia.
7. Napauta aika ajoin sumutinta hoidon aikana residuaalivolyymin minimoimiseksi.

VAROITUS: Varmista, että kaikki liitokset ovat tiiviit.

VAROITUS: Älä kiinnitä sumuttimen suuta suoraan endotrakeaaliputkeen, trakeostomiputkeen tai muuhun laitteeseen, josta hengitetty ilma ei pääse mahdollisesti ulos.

VAROITUS
Kertakäyttötuotteet. Tuhoa käytön jälkeen. Ei saa steriloida uudelleen. Tämä vähentää potilaiden välisen ristikontaminaation vaaraa.

Kertakäyttötuotteet
Kertakäyttöisten tuotteiden jälleenkäsittely saattaa vain johtaa niiden tehon heikkenemiseen tai toiminnallisuuden katoamiseen. Kertakäyttöisten tuotteiden käyttäminen uudelleen saattaa johtaa altistumiseen taudinaiheuttajille (viruksille, bakteereille, sienille tai prioneille). Näille tuotteille ei ole saatavana validoituja puhdistus- ja sterilointimenetelmiä eikä ohjeita, joita noudattamalla ne voitaisiin jälleenkäsitellä alkuperäisten määritysten mukaisiksi. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu puhdistettavaksi, desinfioitavaksi, eikä steriloitavaksi.

Säilytys:
Säilytä valolta suojattuna puhtaassa, kuivassa ja viileässä paikassa.

da

Brugsanvisning:

BEMÆRK: Disse anvisninger er generelle retningslinier beregnet til brug for uddannet sundhedspersonale.

1. Placér den ordinerede opløsning i forstøverkammeret.
2. Sæt hætten på kammeret/beholderen. Fastgør hætten på beholderen ved at rotere den én gang med uret.
3. Fastgør kammeret til det valgte administrationssystem (T-røret og mundstykket, ansigtsmasken, respirationskredsløbet, osv.). En fleksibel beholderslange er forsynet med nogle modeller. Kassér alle genstande, som ikke anvendes.
4. Forbind slangen mellem kammeret og gasforsyningen.
5. Indstil gasforsyningen til den korrekte flow.
   NebEasy : 8 liter per minut.
6. Kontrollér for aerosol og gas gennem apparatet. Hvis det er nødvendigt, bank let på autohaleren, indtil den begynder at forstøve.
7. Bank periodisk let på kammeret for at minimere restvolumen under behandling.

ADVARSEL: Sikre dig, at alle forbindelser er sikre.

ADVARSEL: Tilslut ikke udgangen fra forstøveren direkte til en endotrachealtube, tracheostomitube eller anden anordning, som ikke har en alternativ ekshalationsvej.

ADVARSEL:
Til engangsbrug. Skal kasseres efter brug. Må ikke resteriliseres. Dette reducerer risikoen for krydsinfektion mellem patienter.

Produkter til engangsbrug
Genbearbejdning af medicinske anordninger, der kun er beregnet til engangsbrug, kan resultere i nedsat ydelse eller tab af funktionalitet. Genbrug af medicinske engangsanordninger kan medføre eksponering for virale, bakterielle, svampe- eller prionbaserede patogener. Validerede rengørings- og steriliseringsmetoder og vejledning i genbearbejdning til de oprindelige specifikationer findes ikke til disse medicinske anordninger. Dette produkt er ikke beregnet til at blive rengjort, desinficeret eller steriliseret.

Opbevaring:
Opbevares ren, tørt og væk fra varme og lys.

no

Bruksanvisninger:

NB: Disse bruksanvisningene består av generelle retningslinjer og er kun til bruk av kvalifisert medisinsk personale.

1. Plasser rett type oppløsning inn i nebulisatorbeholderen.
2. Fest nebulisatorlokket til beholderen. Fest lokket til krukken med en rotering i retning med urviseren.
3. Fest nebulisatorutløpet inn i forsyningsapparatet (T-kopling og munnstykke, ansiktsmaske, luftsirkelkrets etc.) En fleksibel reservoarslange finnes på noen av modellene. Kast eventuelle deler som ikke brukes.
4. Fest forsyningslangen mellom nebulisatoren og gasskilden.
5. Innstill gasskilden til riktig Luft/Gassmengde.
   NebEasy: 8 LPM
6. Kontroller for å se om det er aerosoltåke eller gass inne i apparatet. Hvis nødvendig, banker man forsiktig på nebulisatoren helt til den begynner å nebulisere.
7. I løpet av behandling bør man banke forsiktig på nebulisatoren for å få så lite restvolum som mulig.

ADVARSEL: Pass på at alle tilkoplinger sitter godt fast.

ADVARSEL! Koble ikke forstøverens utløp direkte til en endotrakealtube, trakeostomitube eller annet utstyr som ikke har en åpning for ekspirasjonsluften.

ADVARSEL
Til engangsbruk. Kast etter bruk. Må ikke resteriliseres. Dette reduserer risikoen for kryssinfeksjon mellom pasienter.

Engangsbruk produkter
Reprosessering av produkter som kun er beregnet for engangsbruk, kan føre til nedsatt virkning eller tap av funksjon. Gjenbruk av engangsprodukter kan føre til eksponering for virus-. bakterie-. sopp- eller prionpatogener.

Godkjente rengjørings- og steriliseringsmetoder og anvisninger for reprosessering til opprinnelig tilstand, er ikke tilgjengelig for disse produktene. Dette produktet skal ikke rengjøres, desinfiseres eller steriliseres.

Lagringsanbefalinger
Lagres på et tørt og kjølig sted, beskyttet mot lys og ozon.

el

Οδηγίες Χρήσης:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οδηγίες αυτές είναι γενικές κατευθυντήριες γραμμές που προορίζονται για χρήση από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

1. Τοποθετήστε το συνιστώμενο διάλυμα στο δοχείο του βαποριζατέρ.
2. Συνδέστε το καπάκι του βαποριζατέρ με το δοχείο του βαποριζατέρ. Συνδέστε το καπάκι στο δοχείο με δεξιόστροφη περιστροφή.
3. Προσαρμόστε την έξοδο του βαποριζατέρ μέσα στη συσκευή διανομής (Tau και επιστόμιο, μάσκα προσώπου, αναπνευστικό κύκλωμα, κτλ.). Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν μαλακό σωλήνα δεξαμενής. Πετάξτε όποια είδη δεν χρησιμοποιήσετε.
4. Συνδέστε τη σωλήνωση τροφοδοσίας μεταξύ του βαποριζατέρ και της πηγής αερίου.
5. Ρυθμίστε την πηγή αερίου στην κατάλληλη ροή
   NebEasy : 8 ΛΑΛ
6. Ελέγξτε για ομίχλη αεροζόλ και αερίου δια μέσου της συσκευής. Αν χρειαστεί, χτυπήστε ελαφρά το βαποριζατέρ μέχρι να λειτουργήσει.
7. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, χτυπάτε ελαφρά πότε-πότε το βαποριζατέρ για να περιορίσετε τον υπολοιπόμενο όγκο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε ώστε όλες οι συνδέσεις να είναι στέρεες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην συνδέστε την έξοδο του νεφελοποιητή απευθείας σε ενδοτραχειακό σωλήνα, σωλήνα τραχειοστομίας ή άλλη συσκευή που δεν προσφέρει εναλλακτική οδό εκπνοής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
προϊόντα μίας χρήσης. Καταστρέψτε το προϊόν μετά τη χρήση. Μην επαναποστειρώνετε. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης μολύνσεων μεταξύ ασθενών.

προϊόντα μίας χρήσης
Η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων που προορίζονται για μία μόνο χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υποβαθμισμένη απόδοση ή απώλεια λειτουργικότητας. Η επαναχρησιμοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων μίας χρήσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση σε ιικά, βακτηριακά, μυκητιακά ή πριονικά παθογόνα. Επικυρωμένες μέθοδοι καθαρισμού και αποστείρωσης και οδηγίες για επανεπεξεργασία, πρέπει να είναι διαθέσιμες για αυτά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Αυτό το προϊόν δεν είναι σχεδιασμένο για να υποβάλλεται σε καθαρισμό, απολύμανση ή αποστείρωση.

Συνθήκες φύλαξης
Φυλάσσετε το προϊόν σε καθαρό και ξηρό χώρο μακριά από θερμότητα και φως.