Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
28022 - Madrid.
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

SONOSID®

Gel para ultrasonidos

Referencia(s)

Referencia	Cantidad por caja
782010	24 Botellas
782020	24 Botellas
782030	12 Botellas
782040	4 frascos
782050	1 Cubitainer con pico

Descripción

El gel SONOSID® para ultrasonido es un agente de contacto a base de agua para uso externo en ecografía para uso en medicina terapéutica y diagnóstica. El gel se aplica localmente en pequeñas cantidades según el tamaño del área de la piel, se aplica con presión mínima y se puede retirar inmediatamente después de la exploración limpiando con una toalla de papel.

-Exclusivamente para uso externo
-Sin goteo Libre de grasa
-Libre de formaldehído Libre de microburbujas pH neutro para la piel Biocompatible Inodoro Incoloro

No se debe utilizar
en caso de hipersensibilidad conocida a los materiales utilizados

Materiales principales

Composición del material
Agua Glicol propileno Carbómero
Hidróxido de sodio (10%)
Fenoxietanol
Etilparabeno
Metilparabeno

Cantidad por caja

Consulte la sección Referencia

Fabricante legal

GELLO Geltechnik GmbH,
Gello GmbH Geltechnik, Harmate 28
48683 Ahaus / Alemania
En conformidad con la norma EN ISO 13485

Normativa

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios
Clase MD: I – no estéril

Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Otra información:

Durabilidad 3 años (sin abrir)

Período de retención: Fin de su vida útil y período de soporte

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

6 meses (abierto)
De +0°C a +35°C, seco y protegido de la luz

El gel de ultrasonidos SONOSID® es un producto no invasivo que se utiliza de forma superficial y sólo sobre la piel no lesionada.
Evitar contacto con los ojos.

Después de contacto accidental con los ojos
Aclarar los ojos con agua corriente durante varios minutos con los párpados abiertos.

Después de ingestión accidental por trago
-Enjuagar boca

Consulte a un médico si los síntomas persisten.

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.