Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
28022 - Madrid.
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Calentador de Aerosoles Hudson RCI® AquaTherm®

Referencia(s)

Referencia	Conexión de enchufe
H05012EU	Tipo C
H05012UK	Tipo G

Descripción

Los productos Aquatherm son calentadores de temperatura de salida ajustable. El calentador AquaTherm se coloca entre un adaptador de nebulizador y un reservorio de solución estéril. Cuando se inicia el flujo de gas hacia el nebulizador, la solución estéril se extrae del depósito y pasa a través de la aguja de acero inoxidable situada en el centro del calentador AquaTherm. La solución se calienta mientras fluye a través de la punta. La solución calentada se introduce entonces en el adaptador del nebulizador, donde se aerosoliza en la corriente de gas del paciente. La condensación dentro del adaptador del nebulizador vuelve a la botella del depósito a través de un tubo de retorno de condensado. La condensación calentada eleva gradualmente la temperatura del contenido del depósito, aumentando la producción total de calor del dispositivo. Un circuito electrónico de control de la temperatura proporciona un calentamiento constante en una amplia gama de ajustes. Un fusible térmico no reversible evita el sobrecalentamiento en caso de que falle el circuito de control.

Materiales principales

Contiene: policarbonato, acero inoxidable, aleación de cobre y zinc.
Sin látex ni DEHP

Cantidad por caja

1 unidad por caja

Envasado

Caja de cartón y espuma de embalaje

Fabricante legal

Medline Industries LP, Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, EE.UU. - EN ISO 13485

Normativa

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios, anexo XI, parte A.
Clase MD: IIa

- Por favor, consulte el etiquetado completo y las instrucciones de uso antes de usar el producto.

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

CE 2797 NON STERILE -20°C 50°C 0% 94%