Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid
España
Tel.: +34 900 600 602
email Pedidos: es-pedidos@medline.com
email Atención al Cliente: es-atencioncliente@medline.com
www.medline.eu/es





Tipos de diseño de máscaras	
Alargada	

Ficha técnica

Máscara SEE-THRU® no respirable

Referencia(s)

Máscara SEE-THRU® sin respiración					
Artículo	**Categoría**	**Configuración**	**Concentración de O2**	**Accesorios**	**Unidades / Envase**
1059	Adulto	Alargada medio abierta	67-95	Tubo de 210 cm, 1 válvula de solapa, bolsa de 750 ml	50
41069	Adulto	Alargada medio abierta	67-95	1x válvula de aleta, Reservorio de 750 ml	50
41058	Pediátrica	Alargada medio abierta	67-95	Tubo de 210 cm, 1 válvula de solapa, bolsa de reserva de 750 ml	50
41060	Adulto	Alargada cerrada	69-97	Tubo de 210 cm	50

Caudal recomendado (1059, 41069, 41058, 41060): 5 -10 LPM, Caudal recomendado (41060) : 10 – 12 LPM
Caudal comprobado: 5 – 15 LPM

Descripción

Las mascarilla See-Thru® sin retorno alargadas están disponibles como máscaras de alta concentración de oxígeno y son adecuadas para la administración nasal u oral de oxígeno. El producto consta de una mascarilla con o sin un tubo de oxígeno de 210 cm. Un reservorio de 750 ml está unido a la máscara y tiene una válvula de reinhalación que impide que el aire exhalado por el paciente vuelva al reservorio, lo que permite administrar concentraciones muy altas al paciente.
Las mascarillas están disponibles para pacientes adultos y de pediatría y están fabricadas con un plástico muy suave y transparente que permite una fácil supervisión del procedimiento y una mayor comodidad para el paciente.
El suministro de oxígeno recomendado para la máscara de alta concentración es de entre 8 y 12 litros por minuto. La entrada de oxígeno y la entrada de aire ambiental están situadas en la parte delantera de la mascarilla, que fluye hacia el reservorio desde donde es inhalado por el paciente. Se puede introducir o evitar el aire ambiental adicional regulando las válvulas de aleta alrededor de los puertos de exhalación, lo que disminuye o aumenta la concentración de oxígeno. No es necesario un cierre hermético.

Materiales principales

Mascarilla de oxígeno, tubo, conector, tubo de suministro: Policloruro de vinilo (PVC) con DEHP
Bolsa respiratoria: Vinilo
Arandela, carrito-combo: Polietileno de alta densidad (HDPE)
Refuerzo Tira: Aluminio
Cinta elástica para la cabeza: Nailon y Spandex Válvulas de solapa: 1 o 2 válvulas de exhalación de silicona extraíbles
No fabricada con látex de caucho natural

Envasado

Envasado individual en bolsas de plástico. Bolsa individual de polietileno no estéril (PE)

Fabricante legal

Teleflex Medical, 3015 Carrington Mill Blvd, Morrisville, NC, Estados Unidos 27560
EN ISO 13485

Número de documento: EU1-00004-F- Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 7

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Normativa	De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios Clase: IIa no estéril Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.



1639

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.

TDS_Oxygen Masks NonRebreathing_ES02

Número de documento: EU1-00004-F- Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 7

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte