Medline International Iberia S.L.U.

Kudos Innovation Campus Las Mercedes

Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:



Ficha técnica

Manómetro UROSID® PIA
PRESIÓN INTRAABDOMINAL

Referencia(s)

Referencia	Cantidad por caja
690000-IAP	20

Descripción

Manómetro PIA para medir la presión intraabdominal del paciente con riesgo de desarrollar hipertensión intraabdominal.

El producto debe colocarse entre el catéter Foley y la bolsa de drenaje, creando un sistema cerrado.
Todos los catéteres Foley UROSID® y las bolsas de drenaje UROSID® son compatibles
El manómetro IAP debe prepararse con 20 ml de solución salina o agua esterilizada antes de la primera medición. Utilice únicamente una jeringa luer sin aguja.

Precisión: + 5% de la lectura de presión
Para pacientes con un peso corporal de al menos 10 kg
Para pacientes con anuria: Se requiere una producción de orina de 0,5 ml/kg/hora.

El control visual del correcto funcionamiento es el menisco urinario flotando hacia arriba y hacia abajo con la respiración del paciente. La medición de la presión intraabdominal debe realizarse al final de la fase espiratoria (para evitar sobreestimar el valor de la presión).
Medición en mmHg (mín. 0 mmHg - máx. 40 mmHg)

Tiempo de duración recomendado: hasta 7 días

Materiales principales

Componentes	Material
Tubo	Policloruro de vinilo (PVC)
Conector	TPE, PVC, LDPE
Conector en Y	PVC
Pinza	Polipropileno (PP)
Filtro de aire	PVC con revestimiento hidrófobo

Cantidad por caja

Consulte la sección Referencia

Envasado

Bolsa estéril individual con fácil apertura

Fabricante legal

Laboratorios de Bioingeniería S.R.L.
Via SP per Dubino, 10 - 23014 Delebio (SO), Italia
En conformidad con la norma EN ISO 13485

Normativa

De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los Productos Sanitarios
Clase: 7 cm, estéril**

• Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

CE 0123 STERILE EO

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

Otra información	**Estéril-** Óxido de etileno (OE) Vida útil: 3 años Producto desechable No reutilizable

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados

0123