Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
28022 - Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Sorbaview Shield®

Referencia(s)

Referencia	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Zonas recomendadas	Unidades/caja	Unidades/caja
SV118UDT	5.08	6.35	Pediátrico	50	100
SV226UDT	5.72	6.99	Pediátrico, arterial, intravenosa periférica, subclavia	50	100
SV233UDT	6.35	8.89	Pediátrico, arterial, intravenosa periférica, tunelizado (Hickman)	50	100
SV254UDT (sin zona libre de adhesivo)	6.35	10.16	Pediátrico / Arterial / Intravenosa Periférica / Puerto Implantado / Subclavia / Tunelizado (Hickman)	50	100
SV254AFXT Con zona libre de adhesivo en la ventana	6.35	10.16	Pediátrico / Arterial / Intravenosa Periférica / Puerto Implantado / Subclavia / Tunelizado (Hickman)	50	100
SV733UDT (sin zona libre de adhesivo)	11.43	15.88	PICC, puerto implantado	50	50
SV733AFXT Con zona libre de adhesivo en la ventana	11.43	15.88	PICC, puerto implantado	50	50
SV430UDT (sin zona libre de adhesivo)	9.53	12.07	PICC / Subclavia / Yugular / Diálisis	50	50

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

Periodo de conservación: Fin de su vida útil y periodo de soporte

SV430AFXT Con zona libre de adhesivo en la ventana	9.53	12.07	PICC / Subclavia / Yugular / Diálisis	50	50
SV353UDT (sin zona libre de adhesivo)	9.53	13.97	PICC / Subclavia / Puerto implantado / Femoral / Driveline	50	100
SV353AFXT (con zona libre de adhesivo en la ventana)	9.53	13.97	PICC / Subclavia / Puerto implantado / Femoral / Driveline	50	50
SV37UDT	9.53	15.88	PICC / Subclavia / Puerto implantado / Femoral / Driveline	50	50
SV37FL24XT (sin zona libre de adhesivo, tira de 5 x 60 cm, perforaciones cada 15 cm)	9.53	15.88	Epidural	50	50

Descripción

SorbaView® Shield es un apósito de película transparente altamente permeable que utiliza una innovadora construcción multicapa.
En primer lugar, una almohadilla de fibra absorbente ayuda a evitar que se acumule la humedad en la piel, siendo absorbente y no adherente, por donde continúa transpirando hasta la película superior y las capas de la película/film. Esta almohadilla muy absorbente está fenestrada para formar una abertura en el apósito.
En segundo lugar, la almohadilla está cubierta y rodeada por una membrana de película de poliuretano. Esta película delgada y semipermeable constituye una barrera de protección firme frente a contaminantes y líquidos externos y es visualmente transparente, ideal para su uso para el cuidado de la zona de inserción del catéter.
En tercer lugar, el dispositivo integrado de estabilización del catéter, hecho de polímero plástico, resiste los tirones en distintas direcciones y mantiene el catéter firmemente en su lugar.
Por último, la capa adhesiva de tela no tejida completa el apósito. Esta capa externa aporta resistencia al apósito, se ajusta cómodamente a la piel del paciente y es suave al tacto.
SorbaView® Shield se puede utilizar hasta siete días, ya que evita continuamente que la humedad se acumule debajo del apósito

Materiales principales

Forro: Papel tratado con silicona
Almohadilla: Almohadilla absorbente; celulosa hilada con disolventes, 1,1 - 1,9 mm.
Adhesivo De base acrílica (biocompatible, grado de contacto con la piel)
Película: Película de poliuretano, 0,02mm.
Tejido: Tejido no tejido, 0,5mm.
Sistema SHIELD: Polímero

Cantidad por caja

Consulte la sección Referencia

Envasado

Bolsa
Una caja de cartón contiene todas las unidades

Fabricante legal

Centurion Medical Products, LP (una empresa de Medline)
EN ISO 13485

Normativa

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios y el MDR del Reino Unido
Clase MD: I - estéril

Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Otra información

VIDA ÚTIL: 5 años

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.

LATEX STERILE EO UK CA RX ONLY MD
2797 0086

Periodo de conservación: Fin de su vida útil y periodo de soporte