

ELECTRODOS DE CARDIOLOGIA

REF. 11312

FS 50-L

PRUEBAS DE ESFUERZO

Soporte: Espuma

Diámetro: 50 mm

Gel: gel líquido

Material del sensor: Ag/AgCl



DATOS TÉCNICOS

Perfil del producto	Características eléctricas		
Electrodo desechable para Stress Test en FOAM diam. 50 mm. Forma redonda con gel líquido conductor central a presión. Adhesivo agresivo de grado médico. Gel líquido no irritante para proporcionar una respuesta de señal rápida con baja impedancia.		RESULTADOS ACTUALES	AAMI ESTÁNDARES ACTUALES
Soporte de espuma apto para Stress test, no irritante. No provoca alergias. Todos los electrodos están libres de látex.	Voltaje de compensación de DC (mV)	≤0.5	≤100mV
Este electrodo desechable hipoalergénico, no irritante cumple y excede todas las especificaciones de rendimiento de AAMI.	Tolerancia de corriente de sesgo (mV)	≤6	≤100mV
Especialmente diseñado para las difíciles condiciones de adherencia que ocurren durante la prueba de esfuerzo y el monitoreo estándar.	Impedancia CA 10 Hz (ohm)	≤150	≤2000ohm
Los electrodos han superado las pruebas relativas a la sensibilización e irritación de los materiales que entran en contacto con la piel del paciente, según norma ISO 10993-1 "Evaluación biológica de dispositivos médicos"	Compensación de CC 5 segundos después de la descarga del condensador (mV)	≤9	≤100mV
Embalaje: 30 piezas / bolsa de papel-aluminio - 1200 piezas / caja	Tasa de cambio del potencial de polarización, durante el intervalo de 30 segundos (mV / seg)	≤0	± 1mV/sec
Caducidad: 24 meses a partir de la fecha de producción (si la bolsa está cerrada)	Después de la desfibrilación Impedancia de CA (ohm)	≤138	≤3000ohm
Condiciones de almacenamiento: como se indica en el sobre, el producto debe almacenarse en un lugar seco a una temperatura entre 30 ° C y 5 ° C.	Inestabilidad de compensación combinada (μV)	≤20	≤150μV
Cumplimiento de estándares: Directiva 93/42 / CEE (D.L.46 / 97); ANSI / AAMI EC 12: 2000 / (R) 2005 I. Dispositivo de clase I Producto con marca CE C.N.D. : C020501 - R.D.M.:69425/R			

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid

Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com