

TORUNDA CITOLOGÍA PLÁSTICO EN TUBOS/MEDIO, ESTÉRIL.

REF.0658019

ESPECIFICACIONES

- Permite la supervivencia de muchos microorganismos, entre los que podemos citar a *Neisseria* sp., *Haemophilus* sp., *Corynebacterium* sp., *Trichomonas vaginalis*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus pneumoniae*, Enterobacterias, sp., etc.
- Algunos microorganismos pueden resistir en el medio durante tres o más días, sin embargo, es conveniente que la muestra llegue al laboratorio antes de las 24 horas.
- Se presentan dos variantes: con o sin carbón incluido en el medio.
- Estériles por irradiación.



FIGHA TÉCNICA

CADUCIDAD

- 30 meses, a partir de la fecha de esterilización.

DIMENSIONES

- Tamaño del embalaje (peel-pack): 38 x 210 mm.

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com