

ELECTRODOS DE CARDIOLOGIA ADULTO

REF. 0590014



NM 55 TNI

**LARGA
MONITORIZACION**

Soporte: TNT

Diámetro: 55mm

Gel: gel sólido

Material del sensor: Ag / AgCl

DATOS TÉCNICOS

Perfil del producto		Características eléctricas	
Electrodo ECG desechable, blanco tipo TNT diam, 55 mm. Broche de presión centrado de forma circular con columna de gel sólido conductor. Adhesivo agresivo de grado médico. Elimina el desorden de los geles líquidos, sin dejar de ofrecer baja impedancia. Mantiene el contenido acuoso en una formulación de hidrogel polimerizado, siendo no irritante, no sensibilizante y no citotóxico para la piel.		Voltaje de compensación de CC	0.12mV
Características	Está fabricado con una tela no tejida agresiva, no sensibilizante, recubierta de copolímero acrílico. Todos los electrodos están libres de látex.	Impedancia CA 10 Hz	60 (OHMS)
Beneficios	Este electrodo desechable hipoalergénico, no irritante cumple y supera todas las especificaciones de rendimiento de la AAMI.	DC Offset 5 segundos después de la descarga del condensador	6.5 (Mv)
Aplicaciones	La tela no tejida se adapta bien a los contornos del cuerpo, aumentando la comodidad y ofreciendo beneficios de elasticidad para adaptarse a la mayoría de los movimientos corporales. Los electrodos con respaldo de tela promueven la respiración y la transpiración, lo que es importante en aplicaciones de larga duración.	Intervalo de 30 segundos de pendiente de recuperación	0.0(mV/sec)
Características de presentación	El electrodo incorpora una formulación de gel sólido patentado y se prueba de acuerdo con la Asociación voluntaria para el avance de la instrumentación médica (AAMI), EE. UU.	Impedancia de CA después de desfibrar	46(OHMS)
Embalaje	30 pcs / sobres de aluminio 600 pcs / Caja 7.200 pcs / cartón principal	Cumplimiento de normas: Directiva 93/42 Eec (D.L.46 / 97). Dispositivo de clase I Producto con marca CE	

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com