

ELECTRODOS DE CARDIOLOGIA ADULTO

REF. 14709

NM 55 RLI

MONITORIZACION Y PRUEBA DE ESFUERZO

Soporte: Espuma

Diámetro: 55mm

Gel: gel líquido

Material del sensor: Ag / AgCL



DATOS TÉCNICOS

Perfil del producto		Características eléctricas	
Electrodo de ECG desechable, tipo de espuma blanca diam. 55mm. Encendido en forma de circular, encendido con columna de gel de líquido conductor. Adhesivo agresivo de grado médico. Los electrodos de gel líquido utilizan gel de cloruro de potasio no irritante para proporcionar una respuesta rápida de la señal con la baja impedancia. La gran superficie de la superficie ofrece una adherencia mejorada que lleva a rastros limpios.		Voltaje de compensación de CC	0.12mV
Características	Se fabrica de una espuma recubierta de copolímero acrílico, agresivo, no sensibilizado. Todos los electrodos están libres de látex.	Impedancia CA 10 Hz	60 (OHMS)
Beneficios	Este electrodo hipoalergénico, no irritante, desechable se reúne y supera todas las especificaciones de rendimiento de AAMI	DC Offset 5 segundos después de la descarga del condensador	6.5 (Mv)
Aplicaciones	Especialmente diseñado para las difíciles condiciones de adhesión que se producen en la monitorización estándar del paciente.	Intervalo de 30 segundos de pendiente de recuperación	0.0 (mV/sec)
Características de presentación	El electrodo incorpora gel de cloruro de potasio y se prueba de acuerdo con la Asociación voluntaria para el avance de la instrumentación médica (AAMI), EE. UU.	Impedancia de CA después de desfib.	46 (OHMS)
Embalaje	25 pzs / sobres de aluminio 500 uds / caja 6.000 piezas / caja principal	Cumplimiento de normas: Directiva 93/42 / Eec (D.L46 / 97). Dispositivo de clase I Producto con marca CE	

Cahnos S.L.

Plaza Virgen de la Capilla, 4 28039 Madrid
Tel. 91 378 22 23 -24 -25- 26 Fax 91 378 22 33

www.cahnos.com