Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
Email Atención al Cliente:



Nipple and Nut Adaptor

Ref: 2555CE



Tubing Adaptor

Ref: 1423CE

Ficha técnica

Adaptadores de oxígeno No estéril

Referencia(s)

Referencia	Descripción	Uso	Símbolo	Unidades/caja
1423CE	Adaptador de tubo, 22mm ID x 5-7mm tetina cónica, se puede utilizar con mascarilla de traqueostomía (ref 1075)	De un solo uso, no reutilizar		50
2555CE	Adaptador de manguera de boquilla y tuercapara salidas de oxígeno DISS estándar, conector giratorio	Reutilizable hasta 30 usos		50

Descripción	Conecte los tubos de oxígeno estándar a una fuente de gas medicinal y/o al paciente.
Materiales principales	**1423CE**: Polipropileno **2555CE:** Polipropileno
Cantidad por caja	Consulte la tabla
Envasado	Bolsa de polietileno (PE)
Fabricante legal	Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EE. UU. EN ISO 13485
Normativa	De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 sobre Productos Sanitarios y el MDR del Reino Unido Clase: IIa no estéril •Consulte la etiqueta completa antes de utilizar el producto.
Otra información	N/A

Revisión: 9
Título del documento: FINT.441 - Technical
Número de documento: EU1-00004-F-00025

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados

Periodo de conservación: Fin de su vida útil y periodo de soporte

2797 Sin látex 0086

Periodo de conservación: Fin de su vida útil y periodo de soporte



2797 Sin látex 0086

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - T al Revisión: 9