Medline Internacional Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2. Edificio Munich,
Planta Baja.
28830
San Fernando de Henares

Tel: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www..medline.eu/es



NON4420E

Ficha técnica

Bolsas de hielo Accu - Therm

Referencias

Bolsa de hielo con cordones para terapia de frío, manos libres

- 4 cordones que permiten que la bolsa se pueda atar en la zona afectada (pierna, brazo, hombro o similar)
- 2 tamaños disponibles



Referencia	Cierre	Tamaño (cm)	Cordones en el lado de la boca (cm)	Cordones en el lado opuesto (cm)	Peso
NON4410E	Pinza	13,3 X 34,5	36,5 +/- 0,5	30 +/- 0,5	0,020 kg
NON4420E	Pinza	18,6 X 40,5	35,5 +/- 0,5	30 +/- 0,5	0,028 kg

Bolsa de hielo bilateral

- Tipo de sujeción: correa con velcro
- Esta bolsa está indicada para ser utilizada en la zona de la cara y la mandíbula



Referencia	Cierre	Tamaño (cm)	Cordón (cm)	Peso
NON4430E	Pinza	13 X 34,5	32,5 +/- 1,5	0,042 kg

Bolsa de hielo con cable flexible

- Esta bolsa está indicada para ser utilizada en la zona nasal y de los ojos
- Tamaño universal



Referencia	Cierre	Talla (en cm)	Peso
NON4440E	Cable flexible	12,5 X 28,3	0,016 kg

CE

© 2019 Medline Industries Inc. o una de sus filiales.
Todos los derechos reservados.

Referencias

Bolsas de hielo con bandas elásticas ajustables

- Las dos bandas elásticas están unidas a la capa exterior de la bolsa con velcro
- Cada banda mide 38 +/- 3 cm de largo y se puede estirar hasta 80 cm
- Esta bolsa se puede sujetar fácilmente a cualquier parte del cuerpo (pierna, brazo, hombro o similar)



Referencia	Cierre	Talla (en cm)	Peso
NON4460E	Pinza	18,3 X 40,5	0,050 kg

Bolsa de hielo perineal

- Esta bolsa está indicada para ser utilizada después del parto
- Forma contorneada para conseguir un ajuste óptimo



Referencia	Cierre	Talla (en cm)	Peso
NON4480E	Cable flexible	11,8 X 34,6	0,016 kg

Descripción

Las bolsas de hielo se usan para ayudar a reducir la inflamación y la hinchazón, así como para ayudar a mitigar los espasmos musculares reduciendo la temperatura de la piel.

La capa interior impermeable evita que la humedad llegue a la piel, mientras que la capa exterior de tejido sin tejer spunbond reduce el riesgo de quemaduras en la piel.

Productos rellenables, sin látex y de uso individual para pacientes.

Aplicación de los productos:

- Llenar la bolsa con cubitos de hielo
- Cerrar la bolsa con seguridad y colocarla adecuadamente en la zona afectada

Materiales principales

El diseño de tres capas protege la piel mientras que mantiene la humedad dentro de la bolsa.

Capa exterior: Tejido sin tejer, poli Spunbond

Capa intermedia: Tejido sin tejer, mezcla poli Spunbond

Capa interior: Polietileno (2 ml)

Envasado

Referencia	Artículos/caja	Cajas/envase
NON4410E	25	2
NON4420E	25	2
NON4430E	12	2
NON4440E	15	2
NON4460E	15	2
NON4480E	50	2

Fabricante

Medline Industries

EN ISO 13485

Normativa

De acuerdo con la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE

Clase: I no estéril

CE

© 2019 Medline Industries Inc. o una de sus filiales.
Todos los derechos reservados.

FINT.441 Revisión n.° 03 - Fecha de entrada en vigor: 02 enero de 19