Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,
Madrid
España
Tel.: +34 900 600 602
email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com
www.medline.eu/es



01103X



100XXX

Ficha técnica

Bolsa de Extracción MED-LAP

Bolsa de extracción de espécimen, estéril

Referencia(s)



Ref	Descripción	Volumen (ml)	Abertura [mm]	Ø Trocar [mm]	Cantidad por caja (unidad/envase)	Cantidad por caja (unidad/caja)
100200	Bolsa de extracción con apertura automática	200	~50	10 /12	5	100
100400	Bolsa de extracción con apertura automática	400	~90	10 /12	5	100
100800	Bolsa de extracción con apertura automática	800	~100	10 /12	5	100
0110310	Bolsa de extracción autoabrible y desmontable	300	50 x 70	10 /12	5	100
0110320	Bolsa de extracción autoabrible y desmontable	550	70 x 110	10 /12	5	100
0110380	Bolsa de extracción autoabrible y desmontable	800	80 x 125	10 /12	5	100

Descripción

Las bolsas de extracción MED-LAP están destinadas a la extracción de muestras de tejidos u órganos durante procedimientos laparoscópicos.

Bolsa de extracción con apertura automática :
El producto se compone de una bolsa de extracción precargada en un manguito de inserción con empujador.
La bolsa de extracción dispone de un alambre de autoapertura que facilita la inserción de la muestra.
La bolsa de extracción está diseñada para utilizarse en combinación con un trocar estándar de tamaño 10 ó 12 mm.

Bolsa de extracción de abertura automática y desmontable :
El producto consta de una bolsa de extracción precargada, un manguito de inserción con empujador de mango

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

0123 Libre de látex Libre de DEHP

STERILE EO

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical sheet Revisión: 8

ergonómico y un lazo metálico de apertura y cierre automáticos. Este mango ergonómico permite la manipulación con una sola mano.
La bolsa de extracción está diseñada para utilizarse en combinación con un trocar estándar de tamaño 10 ó 12 mm.

No recomendado para: Procedimientos en los que no está indicada la cirugía laparoscópica

Contraindicaciones: En caso de hipersensibilidad conocida a los materiales utilizados

Estéril mediante óxido de etileno
Vida útil: 5 años
Almacenamiento: -15℃ a +49℃, en lugar seco y protegido de la luz.
Producto de un solo uso, no reutilizar

Materiales principales

Bolsa de extracción de apertura automática :

Parte del producto	Material
Bolsa de extracción	Poliuretano (PU)
Tubo protector	HDPE
Cable	Nitinol

Bolsa de extracción desmontable de apertura automática :

Parte del producto	Material
Bolsa de extracción	Poliuretano (PU)
Tubo protector (exterior)	Acrilnitrilbutadienstyrol (ABS)
Tubo protector (interior)/ Empujador	Edelstahl V2A/ AISI 304 (CrNi)
Bucle	Aleación de Níquel-Titanio/ Nitinol (NiTi) Cubierta de polietileno (PE)
Asa (dos piezas)	Acrilnitrilbutadienstyrol (ABS)
Cable	Nylon, 0,45 mm (PA)

Libre de látex

Envasado

Envoltorio doble estéril

Fabricante legal

Well Lead Medical Co., Ltd.
C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong, 511434 Panyu, Guangzhou,
REPÚBLICA POPULAR CHINA
De acuerdo con la norma ISO13485

Normativa

De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios
Clase IIa estéril

Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados

0123 Libre de látex Libre de DEHP

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical sheet Revisión: 8