Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
Email Atención al Cliente:



Ficha técnica

Dispositivo de fijación LineGuard

Referencia(s)

Referencia	Ancho (cm)	Largo (cm)	Uso recomendado
LG875XT	2,22	9,21	Tubuladura del acceso periférico, arterial o venoso

Descripción

LineGuard es un dispositivo de fijación J-Loop que fija las tubuladuras del acceso vascular y ayuda a estabilizar el sistema de infusión.
LineGuard se aplica y se retira fácilmente y sirve para distintas localizaciones. Es compatible con cualquier set de extensiones, alargaderas y/o tubuladuras.

Materiales principales

Revestimiento: Papel siliconado
Tira de sujeción: Cinta de doble cara (sin contacto con el paciente)
Adhesivo de grado médico
Base: Tejido Sontara

Cantidad por caja

50 unidades por caja

Envasado

Bolsa tipo solapa – Una caja de cartón contiene todas las unidades.

Fabricante legal

Centurion Medical Products, LP - EN ISO 13485

Normativa

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y del Reino Unido
Clase: I estéril

•Consulte la etiqueta completa antes de utilizar el producto.

Vida útil

5 años

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados