Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid, España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
**www.medline.eu/es**





DYNJWE1311





DYNJWE0323

# Ficha técnica


# Drenajes perforados de silicona *(tipo Jackson-Pratt)* Sistema de drenaje para heridas cerradas

**Referencia(s) y Descripción**

Los drenajes perforados de Medline se utilizan para eliminar el exudado y el exceso de fluido de la zona de la herida quirúrgica del paciente para fomentar la curación. El extremo perforado del drenaje se coloca en la zona de la herida quirúrgica para encerrarlo dentro del paciente. El extremo distal del tubo de drenaje está conectado a un reservorio de tipo bulbo para recoger los fluidos.

**Drenaje de silicona REDONDO PERFORADO:**

- Franja radiopaca que recorre toda la longitud del tubo de drenaje para su detección por rayos X.
- Viene con un diseño de una sola pieza y sin campana.
- Contiene dos puntos indicadores blancos para ayudar a colocar de forma precisa el drenaje.
  - Primero (un punto): a 5 cm de distancia del extremo perforado del drenaje
  - Segundo (dos puntos): a 10 cm de distancia del extremo perforado del drenaje





Longitud total: 125 cm
A. Zona de perforación (22 cm)
B. Parte externa transparente (103 cm)
C. El trocar se curva en la parte superior (15 cm)

| Códigos de artículo | Diámetro | Trocar | Conector / Adaptador |
|---|---|---|---|
| **DYNJWE1320** | 7Fr | No | Sí (bolsa de tipo solapa individual) |
| **DYNJWE1321A** | 10Fr | | |
| **DYNJWE1323A** | 15Fr | | No |
| **DYNJWE1325A** | 19Fr | | |
| **DYNJWE0321** | 10Fr | Sí (10 Fr) | Sí (bolsa de tipo solapa individual) |
| **DYNJWE0323** | 15Fr | Sí (15 Fr) | No |
| **DYNJWE0325** | 19Fr | Sí (19 Fr) | |

**Drenaje de silicona PLANO PERFORADO:**

- Fabricado con sulfato de bario para la detección del drenaje por rayos X,
- tiene un diseño de dos piezas con una cavidad tubular interna para ayudar a prevenir el colapso y la obstrucción del drenaje y ayudar a preservar la permeabilidad del mismo




Longitud total: 101 cm
A. Zona de perforación (3/4 = 14,5 o 4/4 = 19,5 cm)
B. Parte interna blanca (22 cm)
C. Parte externa transparente (79 cm)
D. El trocar se curva en la parte superior (15 cm)

| Códigos de artículo | Diámetro | Perforación | Trocar | Reservorio |
|---|---|---|---|---|
| **DYNJWE1308A** | 7 mm | 3/4 | No | No |
| **DYNJWE1309** | 10 mm | | | |
| **DYNJWE1310** | 7 mm | 4/4 | | |
| **DYNJWE1311** | 10 mm | | | |
| **DYNJWE1410** | 7 mm | | Sí (15 Fr) | |
| **DYNJWE1411** | 10 mm | | Sí (19 Fr) | |
| **DYNJWE1348** | 7 mm | 3/4 | No | Sí (100 ml) |

Número de documento: EU1-00004-F-00025



*Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DYNJWE1349** | 10 mm | 4/4 | | |
| **DYNJWE1360** | 7 mm | | | |
| **DYNJWE1361** | 10 mm | | | |

| | |
|---|---|
| **Materiales principales** | **Drenaje**: silicona (libre de látex ni DEHP) - **Trocar**: Acero inoxidable |
| **Esterilización** | Esterilizado con óxido de etileno |
| **Cantidad por caja** | **10** unidades por caja de cartón |
| **Envasado** | Envasado doble estéril (1 bolsa de PE + 1 bolsa de tipo solapa)<br>El trocar está protegido con un protector de plástico azul. |
| **Fabricante legal** | Medline Industries LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 Estados Unidos<br>EN ISO 13485 |
| **Normativa** | De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE & UK MDR relativa a los productos sanitarios<br>Clase: IIa estéril<br>• Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas (si procede) antes de utilizar el producto. |

Libre de látex 2797 0086



© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.



Número de documento: EU1-00004-F-00025