
Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando, Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid
Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

TUBO REUTILIZABLE PARA CONEXIÓN EN VACÍO para sistemas de aspiración de Medline

Referencia(s)	**DYND2MNF, DYND3MNF, DYND4MNF**
Descripción	**DYND2MNF: Tubo de conexión para 2 recipientes** **DYND3MNF: Tubo de conexión para 3 recipientes** **DYND4MNF: Tubo de conexión para 4 recipientes** Los tubos de conexión Medline son tubos rojos reforzados pensados para conectar varios recipientes a la vez a la fuente de vacío (utilizados para la configuración en paralelo y en serie/tándem) para el uso de carritos. El conector blanco del tubo de conexión se conecta a la fuente de vacío principal y cada uno de los conectores hembra rojos se conecta a la abrazadera de los sistemas de aspiración Medline. Los tubos de conexión reutilizables son compatibles con los sistemas de aspiración Medline: MED-SOFT, MED-RIGID y MED-SEMI RIGID. *Limpieza: Dispositivos reutilizables que se pueden limpiar con desinfectante.*
Materiales principales	DYND2MNF, DYND3MNF, DYND4MNF: PVC y nylon - Libre de látex - Libre de DEHP.
Envasado	DYND2MNF/DYND3MNF/DYND4MNF: 10 unidades por caja
Fabricante	Medline Industries, Inc. Northfield, IL 60093 EE. UU. - EN ISO 13485
Normativa	De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios Clase: I no estéril • Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.
TDS_HARDWARE_DYNDxMNF_ES02

Número de documento: EU1-00004-F- Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 3