Symbol	Titel	Titel
	Nicht wiederverwenden	Single use only
	Nicht erneut sterilisieren	Do not resterilize
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten	Do not use, if the packaging is damaged and instructions for use note
	Sterilisiert mit Ethylenoxid	Sterilized by Ethylenoxide
	Herstellungsdatum	Manufacturing date
	Verwendbar bis	To be used until
	Hersteller Medicoplast International GmbH Heusweilerstr.100 66557 Illingen / Germany 0049 6825 9424 0 www.medicoplast.de	Manufacturer Medicoplast International GmbH Heusweilerstr.100 66557 Illingen / Germany 0049 6825 9424 0 www.medicoplast.de
	Eindeutige Geräteidentifikation (UDI)	Unique Device Identification (UDI)
	Artikelnummer	Item number
	Einfach-Sterilbarrieresystem	Single sterile barrier system
	Doppel-Sterilbarrieresystem	Double sterile barrier system
	Einfach-Sterilbarrieresystem mit inliegender Schutzverpackung	Single sterile barrier system with protective packaging inside
	Einfach-Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung	Single sterile barrier system with protective packaging outside

MD	Medizinprodukt	Medical Device
eIFU www.medicoplast.de/ifu ***Name IFU ***	Hinweis auf elektronische Gebrauchsanweisung Gebrauchsanweisung beachten	Digital Instruction for use Instructions for use
	Achtung	Caution
	Vor Sonnenlicht schützen	Protect from sunlight
	Trocken aufbewahren	Protect from moisture
NON STERILE	Nicht steril	Non-sterile
LATEX	Enthält oder Anwesenheit von Naturkautschuklatex	Content or presence of natural caoutchouc latex
LATEX	Enthält nicht oder keine Anwesenheit von Naturkautschuklatex	No content or presence of natural caoutchouc latex
PHT	Das Produkt enthält Weichmacher (Phtalate)	Content of softeners (Phtalates)
PHT	Das Produkte enthälte keine Weichmacher (Phtalate)	No content of softeners (Phtalates)
	Temperaturbegrenzung	Temperature Limit
LOT	Fertigungslosnummer, Charge	Production batch number , batch
QTY	Anzahl der Produkte in der Verpackungseinheit	Quantity per packing unit

	Winkelangabe	Angle specification
Ch.:	Angabe der Produktgröße in "Charrière"	Indication of product size in "Charrière"
<-->	Angabe der Produktlänge	Indication of product length
Ø	Angabe des Produktdurchmessers	Indication of product diameter
Øcuff	Ballon / Cuffdurchmesser des Produktes	Balloon / Cuff diameter of product
I.D.	Angabe des Innendurchmessers	Indication of the inner diameter
O.D.	Angabe des Außendurchmessers	Indication of the outer diameter
I.C.-I.D.	Innendurchmesser der Innenkanüle	Inner diameter of the inner cannula
Vol.:	Ballonvolumen	Volume of the balloon
AZ	Produktionsnummer	Production number
	MR sicher	MR safe
	Luftfeuchte Begrenzung	Air humidity limit
	CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle	CE marking with identification number of the notified body
	Laser restistent	lasere resistance
	nicht Laser resistent	non laser resistance
	Karton nicht aufschneiden	do not cut open the carton

Hersteller 

Medicoplast International GmbH
Heusweilerstraße 100
66557 Illingen
Germany
info@medicoplast.de
www.medicoplast.de
+49 6825 9424 0