Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avda. de Castilla, 2
Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
Email Atención al Cliente:



Ficha técnica

Adaptadores para nebulización Aquapak®

Referencia(s)

Referencia	Configuración	Válvula de descarga de presión	Conexión del adaptador	Para su uso con (Aquapak®)
H03128CE	El anillo de entrada tipo Venturi permite seleccionar concentraciones de oxígeno del 28% al 98%	No	Internacional	H00400CE, H03700CE, H04000CE, H03709CE
H03133CE	El adaptador silencioso permite seleccionar concentraciones de oxígeno del 33 % al 98 %	No	Internacional	H00400CE, H03700CE, H04000CE, H03709CE
H03128FCE	El anillo de entrada tipo Venturi permite seleccionar concentraciones de oxígeno del 28% al 98%	No	Francia	H00400CE, H03700CE, H04000CE, H03709CE

Descripción

Los adaptadores de nebulizador Aquapak® utilizan gas comprimido para aerosolizar el agua estéril o la solución salina almacenada en los reservorios del nebulizador Aquapak®. La conexión entre el adaptador y la botella Aquapak® mantiene la integridad del sistema cerrado durante la intervención. El oxígeno suministrado se regula en el cuello de la botella entre el 28-98 % o el 33-98 % de concentración, dependiendo del diseño del adaptador de nebulización.
Los adaptadores para nebulizador están disponibles en 2 versiones y permiten la conexión directa al caudalímetro:
9/16 pulgadas (internacional)
12/125 pulgadas (FR)

Materiales principales

Base del nebulizador: Polímero de base acrílica
Cuello: Polipropileno
Parte superior del cuerpo del nebulizador: Poliestireno
Pinza de perforación: Polímero de base acrílica
Aspirador: Resina acrílica

Tubo: PVC libre de DEHP
Adaptador de caudalímetro: Polipropileno
Cuello de entrada de aire: Polietileno
Protector de pinza de perforación: Polietileno
Emulsión de silicona: Silicona

Cantidad por caja

50 unidades por caja

Envasado

Nylon/Polietileno

Fabricante legal

Medline Industries , LP, Three Lakes Drive, Northfield Illinois, 60093 Estados Unidos – EN ISO 13485

Normativa

De acuerdo con el Reglamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745, Anexo IX Capítulos I y III
Clase: IIb estéril

CE 2797 LATEX STERILE R

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

- Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte



2797