Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
Madrid
España
Tel.: +34 900 600 602
email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Dispositivo para la fijación de tubuladuras

Referencia(s)

Referencia	Ancho (cm)	Largo (cm)	Uso recomendado
ATA24ZT	10,5	6,1	Tubo conductor

Descripción

El dispositivo de fijación para tubuladuras es fácil de poner y quitar y se adapta prácticamente a cualquier tamaño de catéter.
El largo tiempo de uso reduce el tiempo de lactancia y evita el desplazamiento del catéter.
Vida útil: 5 años

Materiales principales

Revestimiento: Papel siliconado
Cinta de sujeción: silicona
Adhesivo de grado médico
Base: Espuma de PE

Cantidad por caja

50 unidades por caja

Envasado

Bolsa tipo solapa - Una caja de cartón contiene todas las unidades

Fabricante legal

Centurion Medical Products, LP (una empresa de Medline) - EN ISO 13485

Normativa

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios y del Reino Unido
Clase: I estéril

•Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Revisión: 9

Título del documento: FINT.441 - Technical

Número de documento: EU1-00004-F-00025

0086

2797

Están libres de látex de goma natural

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados
TDS_ Adjustable Tubing Anchor _ES01

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte