Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid, España
Tel: 0034 900 600 602
email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Jeringa pre-cargada ZR® con *Swab* Cap® integrado

Referencia(s)

EMZG731800	Jeringa de 10 ml - volumen de llenado de 3 ml de solución salina - con Swab Cap®
EMZG751600	Jeringa de 10 ml - volumen de llenado de solución salina de 5 ml - con Swab Cap®
EMZG711600	Jeringa de 10 ml - volumen de llenado de solución salina de 10 ml - con Swab Cap®

Descripción

Jeringas precargadas destinadas al lavado/sellado de catéteres y accesos vasculares.
Disponibles en diferentes volúmenes. Solución estéril y vía fluida (SAL 10^{-6}), sin conservantes, solución acuosa isotónica no pirogénica de Cloruro Sódico Cada ml contiene 9 mg/ml de cloruro de sodio. La concentración osmolar total de la solución es de 0,31 mOsm/ml (calc.). El pH de la solución es de 4,5-7,0.
SwabCap® es un tapón de desinfección para válvulas limpiables sin aguja que también actúa como barrera física contra la contaminación táctil y aérea entre los accesos a la línea

Materiales principales

Jeringa (cilindro y émbolo): Polipropileno
Pistón: Poliisopreno
Punta del tapón: Polipropileno, TPE
Solución salina: 0,9 % cloruro sódico USP
Silicona: Las jeringas precargadas fabricadas por Excelsior Medical contienen lubricante de silicona en el interior del cilindro. El lubricante se aplica para facilitar el movimiento del recorrido de inyección de la jeringa precargada de lavado
Swabcap: Esponja de celulosa con alcohol isopropílico USP al 70%, contenida en un tapón de PE/Santoprene con cierre de lámina en la tapa

Cantidad por caja

EMZG731800: 100 unidades por envase, 8 envases por caja, 800 unidades por caja
EMZG751600: 100 unidades por envase, 6 envases por caja, 600 unidades por caja
EMZG711600: 100 unidades por envase, 6 envases por caja, 600 unidades por caja

Envasado

Envoltorio unitario (film) / Caducidad : 2 años desde la fecha de fabricación

Fabricante legal

Excelsior Medical, LLC (una empresa de Medline)
1933 Heck Avenue, Neptune, NJ 07753, Estados Unidos
Certificación EN ISO 13485

Representante autorizado

Emergo Europe
Prinsessegracht 20, 2514 AP, La Haya , Países Bajos

Normativa

De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios
Clase: IIa Norma 6.

Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas (si procede) antes de utilizar el producto.

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical sheet Revisión: 6

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

© 2022 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.



Do not use if package is damaged



Do not freeze



Do not resterilize



Single use only



Syringe
Fluid path sterilized by steam







Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de s