Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja
Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares,
Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es

Ref. 400040



Ref. 000-40F



Agua estéril disponible por separado



Ficha técnica

Adaptadores para humidificadores Aquapak®

Adaptador para humidificador Aquapak® - Estéril

Referencia	Capacidad	Configuración	Válvula de descarga de presión	Conexión del adaptador	Para usar con	Unidades/caja
400040	N/A	Estéril	350-700 cm H2O	No	400340 o 400640, 400301 o 400601	120
000-40F	N/A	Estéril	350-700 cm H2O	No	003-40F o 006-40F	120

Descripción

El adaptador de humidificación se utiliza con el humidificador Aquapak. Los adaptadores se ubican en la vía del gas y sirven de canal para la administración de la humidificación. La conexión entre el adaptador de humidificación y la botella mantiene la integridad del sistema cerrado durante el procedimiento.

Adaptadores Aquapak: están disponibles en 2 versiones y permiten la conexión directa al caudalímetro:
- 9/16 pulgadas (Estados Unidos/internacional)
- 12/125 pulgadas (FR)

Materiales principales

Pinza de perforación: Polímero de base acrílica o poliestireno
Adaptador de caudalímetro: Polipropileno
Manguito extruido: Silicona

Cantidad por caja

Consulte la tabla

Envasado

Tyvek

Fabricante

Teleflex Medical, 3015 Carrington Mill Blvd, Morrisville, NC 27560, Estados Unidos – EN ISO 13485

Normativa

De acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios
Clase: IIa estéril
- Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.

CE 1639

STERILE R

© 2022 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.
TDS_Aquapak Humidifiers Adaptors_ES01

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical sheet Revisión: 5

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte