Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
Madrid
España
Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com
www.medline.eu/es

Ref. H00040CE



Ref. H00040FCE



Agua estéril disponible por separado



Ficha técnica

Adaptadores para humidificadores Aquapak®

Adaptador para humidificador Aquapak® - Estéril

Referencias

Referencia	Configuración	Válvula de descarga de presión	Para usar con	Unidades/caja
H00040CE	Estéril	5 - 30 PSI	H00601CE / H00301CE	120
H00040FCE	Estéril	5 - 30 PSI	H00601CE / H00301CE	120

Descripción

Los adaptadores de humidificador AQUAPAK® son dispositivos de un solo uso para utilizar con las botellas de humidificador de burbujas precargados AQUAPAK®. Los adaptadores se conectan directamente a una fuente de oxígeno montada en la pared (caudalímetro) y funcionan con caudales de entre 0,5 y 10 litros por minuto (LPM). Los adaptadores incorporan una alarma sonora (válvula de alivio de presión) que avisa al usuario de la restricción u oclusión del flujo.
Rosca 9/16 pulgadas x 18 (INTL)
Rosca de 12 mm x 1,25 (francesa)

Materiales principales

Pinza de punción: Poliestireno
Adaptador de caudalímetro: Polipropileno
Manguito extruido: Silicona

Cantidad por caja

Consulte el cuadro

Envasado

Tyvek o película

Fabricante legal

Medline Industries , LP, Three Lakes Drive, Northfield Illinois, 60093 Estados Unidos – EN ISO 13485

Normativa

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios, anexo XI, parte A.
Clase IIa estéril

- Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas antes de utilizar el producto.

2797 0086

STERILE R

LATEX

Libre de látex

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.