Medline International Iberia SLU
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
28022 - Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Espiga

Tapón del catéter

Referencia(s)

Referencia	Esterilidad	Cantidad por caja
647010-ST	Estéril	50
647010-NS	No estériles	100

Descripción

Espiga para el cierre a corto plazo del orificio de drenaje de las sondas Foley UROSID®
Puede utilizarse para cerrar el embudo de drenaje de los catéteres Foley durante el examen o el cambio del sistema de drenaje de orina.
No para uso prolongado.

Materiales principales

Componente	Material
Espiga	Polipropileno (PP)

Cantidad por caja

Consulte la sección Referencia

Envasado

Peel Pouch (estéril o no estéril)

Fabricante legal

Well Lead Medical Co., Ltd.
Polígono industrial C-4 Jinhu, Hualong
511434 Panyu, Cantón
REPUBLICA POPULAR CHINA
De conformidad con la norma ISO 13485

Normativa

647010-ST: De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios y el MDR delReino Unido
Clase MD: I - estéril

647010-NS: De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios
Clase MD: I – no estéril

Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

Sin látex

Sin DEHP

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.

Otra información	**VIDA ÚTIL**: 5 años Conservar en un lugar seco, alejado de la luz solar. UN SOLO USO: Libre de DEHP

© 2023 Medline Industries LP o una de sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.



Sin látex **Sin DEHP**