**Medline International Iberia S.L.U.**
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2, Madrid España
Tel.: +34 900 600 602
email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com
www.medline.eu/es



# Ficha técnica

# HEELMEDIX® - Bota para descarga del talón

| | |
|---|---|
| **Referencia(s)** | MDTE823330SW |
| **Descripción** | Bota protectora para ayudar a aliviar la presión en los talones.<br>Características:<br>• Diseño de talón abierto para una descarga completa de la presión y para facilitar los controles clínicos<br>• Múltiples opciones de correas para un ajuste personalizado y comodidad<br>• Correas laterales codificadas por colores para una mejor colocación según las instrucciones de uso.<br>• Cuña estabilizadora, recubierta de poliéster para facilitar la limpieza. Puede utilizarse para evitar la rotación lateral y medial<br>• Las aberturas a cada lado de la bota permiten alojar las tubuladuras de las botas anti-trombóticas y la codificación por colores facilita la formación y el uso.<br>• El material del forro interior ayuda a reducir la fricción y las rozaduras en los talones y es absorbente, manteniendo la piel seca<br>La bolsa de malla para la ropa incluida simplifica el lavado y la clasificación |
| **Materiales principales** | Espuma de poliuretano con tejido de poliéster |
| **Cantidad por caja** | 4 UNIDADES POR CAJA |
| **Instrucciones de mantenimiento** | Para una limpieza rápida, utilice un paño húmedo para limpiar el interior de la bota y séquela al aire<br>Para una limpieza a fondo, asegure las correas y colóquelas en la bolsa de malla proporcionada. Lavar a máquina con agua tibia (38 ºC/100 ºF). Secar en secadora en ciclo bajo/delicado. El producto se puede desinfectar. |
| **Fabricante legal** | Medline International France SAS - con certificación EN ISO 13485 |
| **Normativa** | De acuerdo con el Reglamento de Productos Sanitarios 2017/745 y el Reglamento de MD del Reino Unido Clase: I no estéril<br>• Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto. |

Número de documento: EU1-00004-F- Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 7



© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.



*Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte*