Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
Madrid
España
Tel.: +34 900 600 602
email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Dispositivo para la fijación de tubuladuras - Tubing Anchor

Referencia(s)

Referencia	Ancho (cm)	Largo (cm)	Uso recomendado
ANC32XT (4 canales)	6,99	5,72	Subclavia Yugular Femoral
ANC52XT (2 canales)	6,99	5,72	Subclavia Yugular Femoral

Descripción

El dispositivo Tubing Anchor se utiliza para evitar que las tubuladuras se retuerzan y se enreden.
El dispositivo alivia la tensión de la vía en la zona de aplicación para que los apósitos de fijación se mantengan mejor.
Funciona con cualquier configuración de tubos, lo que permite una versatilidad óptima.
Vida útil: 5 años

Materiales principales

Revestimiento: Papel siliconado
Dispositivo de sujeción: PVC azul
Base: Espuma de PE y adhesivo de grado médico

Cantidad por caja

50 unidades por caja

Envasado

Bolsa tipo solapa - Una caja de cartón contiene todas las unidades

Fabricante legal

Centurion Medical Products, LP (una empresa de Medline) - EN ISO 13485

Normativa

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios y del Reino Unido
Clase: I estéril

•Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

UK CA 0086 CE 2797 LATEX 2 STERILE EO

Rx ONLY MD

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados
TDS_Tubing Anchor_ES03

Revisión: 9
Título del documento: FINT.441 - Technical
Número de documento: EU1-00004-F-00025