Medline International Iberia S.L.U.
Kudos Innovation Campus Las Mercedes
Calle de Campezo 1, Edificio 6, Planta 3,
Lote A
Madrid
España

Tel.: +34 900 600 602
Email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
Email Atención al Cliente:




# Ficha técnica

# UROSID® TUR-bag

## Sistema cerrado de drenaje de orina para irrigación vesical postoperatoria, estéril

**Referencia(s)**

| Referencia | Nombre | Volumen de bolsa (ml) | Longitud del tubo | Característica | Cantidad por caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **690240** | UROSID® TUR-Bag 4000 | 4000 | 120 | Sin aguja | 20 |
| **690250** | UROSID® TUR-Bag 5000 | 5000 | 120 | Con aguja | 20 |

**Descripción**

Sistema cerrado de drenaje de orina para la recolección segura de la diuresis. Siguiendo las recomendaciones de RKI, el UROSID ® Tur-bag 4000 y el UROSID ® Tur-bag 5000 ofrecen una cámara de goteo con válvula antirretorno (NRV) integrada para separar el sistema en 2 secciones cerradas, lo que reduce el riesgo de que el paciente desarrolle una CAUTI (infección del tracto urinario asociada a un catéter). El sistema de drenaje ofrece una recolección de orina de 4.000 ml o 5.000 ml. Está especialmente diseñado para su uso después de una resección transuretral de próstata (RTUP). Su gran capacidad permite al sistema recolectar una gran cantidad de orina y solución de irrigación, que se administra después del procedimiento.
Viene con un microfiltro con revestimiento hidrófobo para garantizar la ventilación del aire y, al mismo tiempo, ser impermeable a las bacterias y los líquidos.

La bolsa UROSID TUR-Bag se facilita con un puerto de toma de muestras que se utiliza con una aguja o un puerto de toma de muestras sin aguja para tomar muestras de orina sin riesgo de puntos de sutura con aguja. El tamaño de cánula recomendado para el puerto es de 15 G o 16 G.

La abrazadera para cerrar el tubo y la abrazadera para sábanas para garantizar que el tubo no cree ningún bucle o torcedura son solo una característica adicional necesaria. El tubo de 120 cm viene con un lumen en forma de estrella y un refuerzo en la cámara de goteo para evitar que se retuerza y pierda el flujo de orina. El diámetro exterior del tubo de 10 mm (+/- 0,15 mm) ofrece un flujo máximo de orina. La bolsa UROSID Tur-bag está equipada con una válvula cruzada. El soporte para la bolsa de orina y una correa adicional ofrecen total flexibilidad para fijar el medidor de orina a todas las camas de los pacientes.

Tiempo de permanencia: hasta 14 días

**Materiales principales**

| Componentes | Material |
|---|---|
| Bolsa: | Cloruro de polivinilo (PVC) |
| Válvula transversal | ABS, PE, PVC |
| Tubo | PVC |
| pinza para tubos y sábanas | ABS |
| Soporte | PP |

**Cantidad por caja**

Consulte la sección Referencia

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

0123

STERILE EO

Libre de látex

| | |
|---|---|
| **Envasado** | Doble bolsa de seguridad estéril fácil apertura |
| **Fabricante legal** | CONOD Medical Co., Limited<br>No. 11 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town<br>215532 Changshu City, Jiangsu Province<br>REPÚBLICA POPULAR CHINA<br><br>De acuerdo con la norma ISO13485 |
| **Normativa** | De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios<br>Clase I estéril<br><br>• Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto. |
| **Otra información** | Vida útil: 5 años<br>Almacenamiento: de +5°C a +30°C, en un lugar seco y alejado de la luz solar<br>Libre de látex<br>No reutilizable |

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados



*Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte*

0123 **Libre de látex**